



药勺，塑料，套装

塑料药勺质地轻便，价格实惠。

货号	包装
W690003T	3支/组



扫码查看，今日实时
优惠价



药勺，塑料

货号	勺宽mm	勺长mm	包装
W691319	13	36	支
W691319B	13	36	10支/包



扫码查看，今日实时
优惠价



药勺，牛角，套装

牛角药勺化学稳定性强，天然材质，安全无毒。

货号	包装
W680003T	3支/组



扫码查看，今日实时
优惠价



药勺，牛角

货号	规格mm	包装
W681722	170-220	支
W681722B	170-220	10支/包




扫码查看，今日实时
优惠价


药勺，不锈钢

不锈钢药勺，表面光滑，无残留。耐腐蚀，可高温灭菌。

货号	规格mm	包装
W710003	10.5/12.5/14cm	3支/组
W710010	10.5/12.5/14cm	10组



扫码查看，今日实时
优惠价



刮勺、铲类

仅供参考，具体规格型号请根据品名描述选



药勺，不锈钢，微量，套装

304不锈钢微量药勺。

货号	包装
W660003T	3支/组



扫码查看，今日实时
优惠价

药勺，不锈钢，微量，弯铲

304不锈钢微量药勺，一端为药勺，另一端为平铲。

单只装

货号	规格mm
W660100	100
W660125	125
W660150	150
W660180	180
W660200	200
W660220	220
W660250	250
W660300	300
W660350	350
W660400	400
W660450	450
W660500	500
W660600	600

10支/包

货号	规格mm
W660100B	100
W660125B	125
W660150B	150
W660180B	180
W660200B	200
W660220B	220
W660250B	250
W660300B	300
W660350B	350
W660400B	400
W660450B	450
W660500B	500
W660600B	600



扫码查看，今日实时
优惠价






药勺，不锈钢，微量，平铲

不锈钢微量药勺，一端为药勺，另一端为平铲。

货号	勺头宽mm	铲宽mm	总长mm
W700150	5.5	6	150
W700180	6	6	180
W700200	6	6	200



扫码查看，今日实时
优惠价


药勺，不锈钢，单头勺

单只装

10支/包

货号	规格mm
W630140	140
W630160	160
W630180	180
W630200	200
W630220	220
W630260	260

货号	规格mm
W630140B	140
W630160B	160
W630180B	180
W630200B	200
W630220B	220
W630260B	260



扫码查看，今日实时
优惠价




药勺，不锈钢，双头勺

单只装

10支/包

货号	规格mm
W640160	160
W640180	180
W640200	200
W640220	220

货号	规格mm
W640160B	160
W640180B	180
W640200B	200
W640220B	220



扫码查看，今日实时
优惠价

药勺，不锈钢，平铲

单只装

货号	规格mm
W650150	160
W650175	180
W650230	200
W650300	220

10支/包

货号	规格mm
W650150B	160
W650175B	180
W650230B	200
W650300B	220



扫码查看，今日实时
优惠价



刮勺、铲类

刮铲，不锈钢，U型

铲头部分被弯曲成狭窄的U型，此设计适合伸入窄口瓶罐。

单只装

货号	规格mm
W670180D	180
W670180X	180

10支/包

货号	规格mm
W670180DB	180
W670180XB	180



扫码查看，今日实时
优惠价

