


反应管，固相，夹套，一体式


- 1、多肽固相合成(SPPS)管，集成氮气鼓泡，真空抽滤和温度控制的功能。
- 2、具夹套式设计，可连接外循环泵，有效解决对反应管控温（加热/冷却）的需求。
- 3、标配G2或G3砂芯，承载固相载体。
- 4、顶部配有#32尼龙螺纹盖和PTFE/硅胶垫片（使用时请将四氟面向里）保证密封。



货号	容积 (ml)	砂芯孔隙	价格
P350100C	100	G2	
P350100M	100	G3	
P350250C	250	G2	
P350250M	250	G3	
P350500C	500	G2	
P350500M	500	G3	
标配配件:			
GL32	PBT材质盖,32# (红色)		
R32	特氟龙硅胶复合垫片		
S201530	2mm T型四氟节门		



扫码查看，今日实时
优惠价



反应管，固相，磨口，高通量

- 1、高通量多肽固相合成(SPPS)管，标配G2砂芯，承载固相载体。
- 2、顶部配有尼龙螺纹盖和PTFE/硅胶垫片（使用时请将四氟面向里）保证密封。
- 3、下端外磨口由高精度无心磨精细打磨，保证密封，不漏气/液。
- 4、需与多肽合成分配器N41，N42连接搭配使用。

砂芯孔隙度：G2 (C)

货号	容量 (mL)	外径 (mm)	螺纹口	磨口	价格
P381410C	10	20	14	14/20	
P381425C	25	26	25	14/20	
P381450C	50	30	25	14/20	
P381100C	100	45	25	14/20	
P381250C	250	57	32	14/20	
P381500C	500	80	32	14/20	
P381910C	10	20	14	19/22	
P381925C	25	26	25	19/22	
P381950C	50	30	25	19/22	
P389100C	100	45	25	19/22	
P389250C	250	57	32	19/22	
P389500C	500	80	32	19/22	
P382410C	10	20	14	24/40	
P382425C	25	26	25	24/40	
P382450C	50	30	25	24/40	
P384100C	100	45	25	24/40	
P384250C	250	57	32	24/40	
P384500C	500	80	32	24/40	

扫码查看，今日实时优惠价

标配配件：

GL14+R14	14#尼龙盖+四氟垫片
GL25+R25	25#尼龙盖+四氟垫片
GL32+R32	32#尼龙盖+四氟垫片



砂芯微孔平均直径标准

砂芯规格	砂芯平均滤孔 (μm)
G1(XC)	80-120
G2(C)	40-80
G3(M)	15-40
G3(M)	5-15


组装示意图：



高通量多肽固相合成(SPPS)分配器，详见N41、N42分配器系列

选配配件：

GL14	14#尼龙盖
GL25	25#尼龙盖
GL32	32#尼龙盖
R14	四氟垫片，GL14
R25	四氟垫片，GL25
R32	四氟垫片，GL32



使用时请将四氟面向里，保证密封。

反应管，固相，磨口，高通量

- 1、高通量多肽固相合成(SPPS)管，标配G3砂芯，承载固相载体。
- 2、顶部配有尼龙螺纹盖和PTFE/硅胶垫片（使用时请将四氟面向里）保证密封。
- 3、下端外磨口由高精度无心磨精细打磨，保证密封，不漏气/液。
- 4、需与多肽合成分配器N41，N42连接搭配使用。



砂板孔隙度：G3 (M)

货号	容量 (mL)	外径 (mm)	螺纹口	磨口	价格
P381410M	10	20	14	14/20	
P381425M	25	26	25	14/20	
P381450M	50	30	25	14/20	
P381100M	100	45	25	14/20	
P381250M	250	57	32	14/20	
P381500M	500	80	32	14/20	
P381910M	10	20	14	19/22	
P381925M	25	26	25	19/22	
P381950M	50	30	25	19/22	
P389100M	100	45	25	19/22	
P389250M	250	57	32	19/22	
P389500M	500	80	32	19/22	
P382410M	10	20	14	24/40	
P382425M	25	26	25	24/40	
P382450M	50	30	25	24/40	
P384100M	100	45	25	24/40	
P384250M	250	57	32	24/40	
P384500M	500	500	80	24/40	
标配配件：					
GL14+R14 14#尼龙盖+四氟垫片					
GL25+R25 25#尼龙盖+四氟垫片					
GL32+R32 32#尼龙盖+四氟垫片					



扫码查看，今日实时
优惠价


砂芯微孔平均直径标准

砂芯规格	砂芯平均滤孔 (μm)
G1(XC)	80-120
G2(C)	40-80
G3(M)	15-40
G3(M)	5-15



选配配件：


GL14	14#尼龙盖
GL25	25#尼龙盖
GL32	32#尼龙盖
R14	四氟垫片，GL14
R25	四氟垫片，GL25
R32	四氟垫片，GL32



反应瓶，固相，球型，高真空阀


直四口球型多肽固相合成反应瓶,瓶身厚壁高强度设计,使用3.3高硼硅玻璃管,经特殊工艺(数控机床等)制得,非大炉吹制,以达到瓶身厚实且均匀,结实耐用。适用于高载量树脂或批量制备合成。

货号	磨口	容量 (ml)	砂板直径(mm)	砂板孔隙度
F214000C	24/40	1000	60	G2 (C)
标配配件:				
S600004T 0-4mm 四氟保护的高真空阀 (四氟全包)				
 扫码查看, 今日实时 优惠价				




分配器，固相，高通量，直型小咀

货号	节门组数	总长度mm	磨口
N411408	8	710	14/20
N411908	8	710	19/22
N412408	8	710	24/40
标配配件:			
S181125 2mm四氟节门			
 扫码查看, 今日实时 优惠价			



分配器，固相，高通量，135° 小咀

货号	节门组数	总长度mm	磨口
N421408	8	710	14/20
N421908	8	710	19/22
N422408	8	710	24/40
标配配件:			
S181125 2mm四氟节门			
 扫码查看, 今日实时 优惠价			



- 1、高通量多肽固相合成(SPPS)分配器,可同时进行8组反应。
- 2、四氟节门上方磨口可连接P38系列多肽合成管。
- 3、分配器具2mm孔径四氟三通节门,标准1:5锥度精密研磨,旋塞磨口抛光处理,延长四氟旋塞使用寿命,确保良好的密封性和互换性。