




### 铁架台，套装

- 矩形铁架台：铸铁材质，标配2个用于固定支撑杆的孔，可将支撑杆固定铁架台中心，或一侧。  
矩形底座尺寸：200x140mm，支撑杆尺寸：600x10mm
- 圆头烧瓶夹：烧瓶夹的夹持距离可通过翼型螺母调节。支撑杆直径8mm。爪夹由PVC材质包覆。  
夹持范围：12-50mm。
- 支撑环（铁三环）：标配大，中，小三个型号（外径分别：62mm，80mm，100mm），黑色喷涂，顶丝夹持范围最大可至19mm。
- 十字夹：夹持的夹具呈90° 垂直状，调节螺丝角度呈180°。适用于将夹具固定至铁架台支撑杆上。
- 中号万用烧瓶夹：四角结构，塑料溶胶喷涂。支撑杆直径为8mm。

| 货号                                                                                                                     | 包含产品                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| JW39001                                                                                                                | 中号铁架台,烧瓶夹,中号万用夹,大中小三个铁三环,中号十字夹 |
| <div><p>扫码查看，今日实时<br/>优惠价</p></div> |                                |


铁架台，不锈钢

不锈钢金属板底座，标配支撑杆。

| 货号      | 规格               |
|---------|------------------|
| J456028 | 杆长600mm,台面宽280mm |
| J436030 | 杆长600mm,台面宽300   |



扫码查看，今日实时  
优惠价




铁架台，加厚款

不锈钢金属板底座，标配支撑杆。

| 货号      | 规格              |
|---------|-----------------|
| J406020 | 600mm, 台面宽200mm |
| J406030 | 600mm, 台面宽300mm |



扫码查看，今日实时  
优惠价




铁架台，普通款

铸铁喷涂底座，标配支撑杆。

| 货号      | 规格              |
|---------|-----------------|
| J416018 | 600mm, 台面宽180mm |
| J417025 | 600mm, 台面宽250mm |



扫码查看，今日实时  
优惠价





铁架台，三足

底座为铸铁喷漆制得，并带有M10X1.5mm的螺纹孔和橡胶垫支脚。

图片仅供参考，具体规格型号请根据品名描述选购。



| 货号      | 规格                |
|---------|-------------------|
| J465085 | 杆长500mm，脚宽间距85mm  |
| J466110 | 杆长600mm，脚宽间距110mm |
| J466135 | 杆长600mm，脚宽间距135mm |
| J467135 | 杆长700mm，脚宽间距135mm |



扫码查看，今日实时优惠价



滴定台，大理石

天然大理石底座，配有橡胶脚垫。底座尺寸：300x150mm。支撑杆尺寸：600x10mm。

铁三环需单独购买



| 货号      | 规格             |
|---------|----------------|
| J446030 | 杆长600mm，台面宽300 |



扫码查看，今日实时优惠价



烧瓶夹，圆头，喷塑

圆头烧瓶夹的夹持距离可通过翼型螺母调节。  
支撑杆直径8mm。夹持范围：12-50mm。

| 货号      |
|---------|
| W400001 |



扫码查看，今日实时  
优惠价




烧瓶夹，锌合金镀铬

| 货号      |
|---------|
| W410001 |



扫码查看，今日实时  
优惠价



烧瓶夹，锌合金镀铬

| 货号      |
|---------|
| W520001 |



扫码查看，今日实时  
优惠价




烧瓶夹，锌合金镀铬

| 货号      |
|---------|
| W530001 |



扫码查看，今日实时  
优惠价





## 烧瓶夹，软管，带顶丝

锌合金压铸，表面镀铬电镀处理。夹持范围：12-50mm，20-40mm，38-60mm。



| 货号      | 规格 |
|---------|----|
| W430001 | 小号 |
| W430002 | 中号 |
| W430003 | 大号 |

扫码查看，今日实时优惠价

## 万用夹，烧瓶，圆口，白色喷涂

四角结构，塑料白色溶胶喷涂。支撑杆直径为8mm。



| 货号      | 最大可夹宽度 | 全长mm |
|---------|--------|------|
| W550075 | 75mm   | 270  |
| W550085 | 85mm   | 310  |
| W550095 | 95mm   | 365  |

扫码查看，今日实时优惠价

## 万用夹，不锈钢

| 货号      | 最大可夹宽度 |
|---------|--------|
| W560075 | 75mm   |
| W560085 | 85mm   |
| W560095 | 95mm   |

扫码查看，今日实时优惠价



## 万用夹，铜

| 货号      | 最大可夹宽度 | 全长mm |
|---------|--------|------|
| W570075 | 75mm   | 270  |
| W570085 | 85mm   | 310  |
| W570095 | 95mm   | 365  |

扫码查看，今日实时优惠价



万用夹，黑色喷涂

| 货号      | 可夹宽度mm | 全长mm |
|---------|--------|------|
| W580075 | 75     | 270  |
| W580085 | 85     | 310  |
| W580095 | 95     | 365  |



扫码查看，今日实时  
优惠价



两爪夹，单调节

| 货号      |
|---------|
| W470050 |



扫码查看，今日实时  
优惠价



两爪夹，带顶丝变相双调节

| 货号      | 最大可夹宽度 | 全长mm |
|---------|--------|------|
| W480060 | 60mm   | 220  |
| W480080 | 80mm   | 270  |



扫码查看，今日实时  
优惠价




两爪夹，双调节，美式

| 货号      | 夹持范围mm |
|---------|--------|
| W170070 | 0-70   |
| W170090 | 0-90   |



扫码查看，今日实时  
优惠价






## 两爪夹，圆型多用，电镀

锌合金压铸，支撑杆直径10mm，爪夹由PVC材质包覆。



| 货号      | 夹持范围mm |
|---------|--------|
| W171225 | 12-25  |
| W172040 | 20-40  |
| W173860 | 38-60  |



扫码查看，今日实时优惠价

## 三爪夹，单调节



大号喷涂，可加宽度70mm，全长270mm。

| 货号      | 描述                |
|---------|-------------------|
| W490070 | 可加宽度70mm，全长270mm。 |



扫码查看，今日实时优惠价



压铸电镀工艺，可夹宽度28mm/95mm，全长190mm/500mm。

| 货号      | 描述                     |
|---------|------------------------|
| W500028 | 小号电镀，可夹宽度28mm，全长190mm  |
| W500095 | 特大号电镀，可夹宽度95mm，全长500mm |



扫码查看，今日实时优惠价

## 三爪夹，扇形把手



| 货号      | 夹持范围mm |
|---------|--------|
| W181001 | 0-30   |
| W181010 | 0-60   |



扫码查看，今日实时优惠价

三爪夹，双调节，变向夹，美式  
双调节款式，可360° 调节角度。

| 货号      | 夹持范围mm |
|---------|--------|
| W190040 | 0-40   |
| W190070 | 0-70   |
| W190100 | 0-100  |



扫码查看，今日实时  
优惠价



两爪夹，Z型，双调节，PVC

| 货号     |
|--------|
| WZ1001 |



扫码查看，今日实时  
优惠价



三爪夹，Z型，双调节，电镀

| 货号     |
|--------|
| WZ1003 |



扫码查看，今日实时  
优惠价




三爪夹，Z型，大号，电镀

| 货号     |
|--------|
| WZ1004 |



扫码查看，今日实时  
优惠价





## 四爪夹，英式，Z型，电镀



货号

WZ1002

扫码查看，今日实时  
优惠价

## 四爪夹，万能，双调节

双调节/喷涂,可夹宽度80mm,全长310mm。

| 货号      | 夹持范围mm |
|---------|--------|
| W510080 | 0-80   |




扫码查看，今日实时  
优惠价



## 四爪夹，英式，加长，镀铬

可夹宽度70mm,全长250mm。

| 货号      | 夹持范围mm |
|---------|--------|
| W540070 | 0-70   |



扫码查看，今日实时  
优惠价



## 冷凝管夹，四爪，不锈钢



| 货号      | 型号 |
|---------|----|
| W460001 | 大号 |



扫码查看，今日实时  
优惠价

### 冷凝管夹，四爪，镀锌

爪夹由白色胶管包覆。

| 货号      | 型号 |
|---------|----|
| W440001 | 小号 |
| W440002 | 大号 |



扫码查看，今日实时  
优惠价



爪夹由PVC材质包覆。

| 货号      | 型号 |
|---------|----|
| W450001 | 小号 |
| W450002 | 大号 |



扫码查看，今日实时  
优惠价



支撑环采用镍/铬电镀工艺处理，表面光滑，防锈。适用于梨型分液漏斗的支撑。

### 支撑环，直杆，闭口

| 货号      | 环外径mm | 环内径mm | 全长mm |
|---------|-------|-------|------|
| W590060 | 60    | 45    | 212  |
| W590080 | 80    | 64    | 235  |
| W590100 | 100   | 82    | 248  |
| W590120 | 120   | 103   | 271  |
| W590140 | 140   | 123   | 286  |



扫码查看，今日实时  
优惠价



### 支撑环，直杆，闭口

| 货号      | 环外径mm | 环内径mm | 全长mm |
|---------|-------|-------|------|
| W620060 | 60    | 45    | 185  |
| W620080 | 80    | 64    | 236  |
| W620100 | 100   | 82    | 252  |
| W620120 | 120   | 103   | 267  |
| W620140 | 140   | 123   | 287  |



扫码查看，今日实时  
优惠价





支撑环采用镍/铬电镀工艺处理, 表面光滑, 防锈。适用于梨型分液漏斗的支撑。

支撑环，带顶丝，开口

| 货号      | 环外径mm | 环内径mm | 全长mm |
|---------|-------|-------|------|
| W610060 | 60    | 45    | 177  |
| W610080 | 80    | 64    | 204  |
| W610100 | 100   | 82    | 235  |
| W610120 | 120   | 103   | 222  |
| W610140 | 140   | 123   | 273  |



扫码查看，今日实时  
优惠价



自带顶丝可直接固定于铁架台上。  
支撑环上具开口，方便容器的拿取。

支撑环，带顶丝，闭口


| 货号      | 环外径mm | 环内径mm | 全长mm |
|---------|-------|-------|------|
| W600060 | 60    | 45    | 212  |
| W600080 | 80    | 64    | 205  |
| W600100 | 100   | 82    | 225  |
| W600120 | 120   | 103   | 245  |
| W600140 | 140   | 123   | 270  |



扫码查看，今日实时  
优惠价



自带顶丝可直接固定于铁架台上。



支撑环，带顶丝，闭口

| 货号      | 环内径mm |
|---------|-------|
| S390051 | 51    |
| S390066 | 66    |
| S390085 | 85    |



扫码查看，今日实时  
优惠价


十字夹，不锈钢

可夹金属架最大直径为15mm，  
扇形把手操作更方便省力。

| 货号       |
|----------|
| W200002S |



扫码查看，今日实时  
优惠价



十字夹，德式，大号

大号，黑色，可夹最大直径为宽度19mm的金属架。

| 货号      |
|---------|
| J110019 |




扫码查看，今日实时  
优惠价

十字夹，铝制

| 货号      | 型号 | 最大可夹宽度mm |
|---------|----|----------|
| W320013 | 小号 | 13       |
| W320016 | 中号 | 16       |
| W320021 | 大号 | 21       |



扫码查看，今日实时  
优惠价



十字夹，英式

| 货号      | 描述              |
|---------|-----------------|
| W330013 | 白色，小号，可夹宽度13mm。 |



扫码查看，今日实时  
优惠价





## 十字夹，勾型

锌合金电镀。

| 货号                                                                                                          | 规格   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| W230013                                                                                                     | 13mm |
|  <p>扫码查看，今日实时<br/>优惠价</p> |      |

镀锌材质制得，爪夹PVC材质包覆，可旋转360度，并可通过螺母锁定在任意角度。夹持范围：10-35mm


## 滴定管夹，单夹，带顶丝

| 货号                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| W420001                                                                                                      |
|  <p>扫码查看，今日实时<br/>优惠价</p> |



## 滴定管夹，双夹，带顶丝

| 货号                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| W420002                                                                                                       |
|  <p>扫码查看，今日实时<br/>优惠价</p> |



可同时夹持两个滴定管



## 滴定管夹，德式，铝喷涂，单边

| 货号                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J317020                                                                                                       |
|  <p>扫码查看，今日实时<br/>优惠价</p> |

温度计夹

轻型夹具,可将温度计/热电偶夹固定在距离支撑杆178mm的位置。拧紧翼型螺母调节镀镍爪夹的夹距。

| 货号      | 规格              |
|---------|-----------------|
| W140200 | 杆外径10mm杆长度200mm |



扫码查看, 今日实时  
优惠价



磨口夹, 不锈钢, 钢丝

由不锈钢材质制成, 表面光亮, 经抛光处理。



| 货号          | 磨口    | 包装    |
|-------------|-------|-------|
| CS121420-10 | 14/20 | 10个/包 |
| CS121922-10 | 19/22 | 10个/包 |
| CS122440-10 | 24/40 | 10个/包 |
| CS122942-10 | 29/42 | 10个/包 |




扫码查看, 今日实时  
优惠价

法兰夹, 不锈钢, 钢丝

| 货号     | 规格mm |
|--------|------|
| SX0150 | 150  |



扫码查看, 今日实时  
优惠价





喉箍，扇形把手，不锈钢


不锈钢扇形把手喉箍，可用于将软管紧固在宝塔小咀上的装置，提供均匀的圆周压力，可确保连接处的密封，防止气体泄漏。



| 货号      | 直径可调范围         | 单位 |
|---------|----------------|----|
| W281016 | ≈10K6MM, 5个/包  | 包  |
| W281319 | ≈13K9MM, 5个/包  | 包  |
| W281323 | ≈13-23MM, 5个/包 | 包  |



扫码查看，今日实时  
优惠价



试管夹，木质

硬木材质，适用于直径不超过20mm的管材。

| 货号      | 规格mm      |
|---------|-----------|
| J352810 | 180*28*10 |



扫码查看，今日实时  
优惠价

试管夹，金属丝

无手指握持圈，可容纳直径30mm的管子。

| 货号      |
|---------|
| W130030 |



扫码查看，今日实时  
优惠价



试管夹，金属丝，握持式

带有手指握持圈，可容纳直径30mm的管子。

| 货号       |
|----------|
| W130030S |



扫码查看，今日实时  
优惠价




蒸发皿钳

由高品质，耐腐蚀的不锈钢制成，独特的夹持设计可稳固夹持并支撑蒸发皿。使得操作简便且安全。

| 货号      | 可夹宽度mm |
|---------|--------|
| W120280 | 280    |
| W120300 | 300    |



扫码查看，今日实时  
优惠价




烧杯钳，圆口，浸塑

| 货号      | 圆弧内径mm |
|---------|--------|
| W142520 | 20     |
| W142530 | 30     |
| W142540 | 40     |
| W142550 | 50     |
| W142560 | 60     |



扫码查看，今日实时  
优惠价



烧杯钳，电镀浸塑，蓝色

| 货号      | 适用范围      |
|---------|-----------|
| W12501L | 50-1000ml |



扫码查看，今日实时  
优惠价




烧杯钳，三爪，电镀浸塑，蓝色


| 货号      | 规格    |
|---------|-------|
| W13501L | 300mm |




扫码查看，今日实时  
优惠价








厚壁空心304不锈钢管，壁厚1.5mm



304实心不锈钢棒，坚固耐用

联系客服  
长三角 珠三角 重庆 成都 山东 北京地区

可预约  
免费上门安装



### 通风橱架，304不锈钢，实心

欣维尔监制，304实心不锈钢棒，坚固耐用。  
背杆螺纹规格为12号螺纹。

| 货号      | 竖杆长度<br>mm | 横杆长度<br>mm | 横杆<br>数量 | 竖杆<br>数量 | 背杆<br>数量 |
|---------|------------|------------|----------|----------|----------|
| J389304 | 800        | 900        | 3        | 4        | 4        |
| J389305 | 800        | 900        | 3        | 5        | 4        |
| J382304 | 800        | 1200       | 3        | 4        | 6        |
| J382305 | 800        | 1200       | 3        | 5        | 6        |
| J385304 | 800        | 1500       | 3        | 4        | 6        |
| J385305 | 800        | 1500       | 3        | 5        | 6        |



扫码查看，今日实时  
优惠价

### 通风橱架，304不锈钢，空心

欣维尔监制，厚壁空心304不锈钢管，壁厚1.5mm。  
背杆螺纹规格为12号螺纹。

| 货号      | 竖杆长度<br>mm | 横杆长度<br>mm | 横杆<br>数量 | 竖杆<br>数量 | 背杆<br>数量 |
|---------|------------|------------|----------|----------|----------|
| J379304 | 800        | 900        | 3        | 4        | 4        |
| J379305 | 800        | 900        | 3        | 5        | 4        |
| J372304 | 800        | 1200       | 3        | 4        | 6        |
| J372305 | 800        | 1200       | 3        | 5        | 6        |
| J375304 | 800        | 1500       | 3        | 4        | 6        |
| J375305 | 800        | 1500       | 3        | 5        | 6        |



扫码查看，今日实时  
优惠价