




收集管，GC

将收集管与气相色谱柱出口端特定接头连接，样品收集完成后，取下收集管并将收集的品转移至5/5磨口样品瓶中储存。

货号	磨口
T170001	5/5
 扫码查看，今日实时优惠价	

连接管，气体


- 用于将反应过程中产生的气体输送到存储容器中。
- 用于微量气体的导出，可搭配V13，V14，F30或F50使用。



货号	磨口
T150001	14/10
 扫码查看，今日实时优惠价	

组装示意图：

T150001	微量气体收集管
F301010	微量罗纹口圆底烧瓶
B235000	低型烧杯，厚壁，
T341275	平口圆底试管，高硼硅3.3玻璃



药勺，不锈钢，微量，套装

304不锈钢微量药勺。

货号	包装
W660003T	3支/组



扫码查看，今日实时
优惠价



药勺，不锈钢，微量，弯铲


304不锈钢微量药勺，一端为药勺，另一端为弯铲。

单只装

10支/包

货号	规格mm
W660100	100
W660125	125
W660150	150
W660180	180
W660200	200
W660220	220
W660250	250
W660300	300
W660350	350
W660400	400
W660450	450
W660500	500
W660600	600

货号	规格mm
W660100B	100
W660125B	125
W660150B	150
W660180B	180
W660200B	200
W660220B	220
W660250B	250
W660300B	300
W660350B	350
W660400B	400
W660450B	450
W660500B	500
W660600B	600




扫码查看，今日实时
优惠价



注射器，高硼硅玻璃，鲁尔接头，微量

针筒，推杆皆为高硼硅材质，相较于塑料注射器具有更高化学稳定性及热稳定性。标配镀锌材质鲁尔接头，可用于色谱进样，精密流体移取及分配。易于清洁和消毒，可进行高温灭菌。

货号	规格ml	颜色
L370001	1	蓝芯
L370002	2	白芯
L370005	5	白芯



扫码查看，今日实时
优惠价

