

玻璃棒，高硼硅，两头烤圆

- 1、欣维尔自制3.3高硼硅玻璃棒，粗细均匀。两头烤圆工艺处理，消除锐角划伤，无毛刺。
- 2、可用于促进固体溶解，溶液混合，或导流等操作。

外径：4mm

货号	总长mm	包装
N714150	150	10根/包
N714200	200	10根/包
N714250	250	10根/包
N714300	300	10根/包

外径：5mm

N715150	150	10根/包
N715200	200	10根/包
N715250	250	10根/包
N715300	300	10根/包

外径：6mm

N716150	150	10根/包
N716200	200	10根/包
N716250	250	10根/包
N716300	300	10根/包

外径：7mm

N717150	150	10根/包
N717200	200	10根/包
N717250	250	10根/包
N717300	300	10根/包
N717350	350	10根/包
N717400	400	10根/包

外径：8mm

N718150	150	10根/包
N718200	200	10根/包
N718250	250	10根/包
N718300	300	10根/包
N718350	350	10根/包
N718400	400	10根/包
N718500	500	10根/包

外径：10mm

N711200	200	5根/包
N711300	300	5根/包
N711400	400	5根/包
N711500	500	5根/包



扫码查看，今日实时
优惠价




外径：12mm

货号	总长mm	包装
N712200	200	5根/包
N712300	300	5根/包
N712400	400	5根/包
N712500	500	5根/包

外径：15mm

N710200	200	5根/包
N710300	300	5根/包
N710400	400	5根/包
N710500	500	5根/包

- 1、四氟包覆搅拌磁子，采用强磁磁体（材质：钕铁硼），具有高磁能积和矫力。
- 2、外部包覆的聚四氟乙烯耐酸碱腐蚀，适用于强酸强碱和有机溶剂。
- 3、磁子持续使用工作温度：建议120℃以下



磁子，橄榄型，PTFE，组合

品号	规格	包装	价格
SA1050TZ	6*10mm, 6*15mm, 8*20mm, 9*23mm, 10*30mm, 13*35mm, 17*50mm, 各一个	7只/盒	 扫码查看，今日实时 优惠价



磁子，橄榄型，PTFE

品号	外径*长度(mm)	包装	价格
SA0305	3*5	5只/盒	 扫码查看，今日实时 优惠价
SA0610	6*10	5只/盒	
SA0615	6*15	5只/盒	
SA0715	7*15	5只/盒	
SA0820	8*20	5只/盒	
SA0923	9*23	5只/盒	
SA1025	10*25	5只/盒	
SA1030	10*30	5只/盒	
SA1120	11*20	2只/盒	
SA1130	11*30	2只/盒	
SA1225	12*25	2只/盒	
SA1230	12*30	2只/盒	
SA1235	12*35	2只/盒	
SA1335	13*35	2只/盒	
SA1340	13*40	2只/盒	
SA1635	16*35	只	
SA1650	16*50	只	
SA1758	17*50	只	
SA1760	17*60	只	
SA1870	18*70	只	
SA2040	20*40	2只/盒	
SA2050	20*50	只	
SA2380	23*80	只	

磁子，四面体加箍，PTFE

品号	外径*长度(mm)	包装	价格
SB0306	3*6	5个/盒	
SB0510	5*10	5个/盒	
SB0715	7*15	5个/盒	
SB0730	7*30	2个/盒	
SB0735	7*35	2个/盒	
SB0820	8*20	2个/盒	
SB0825	8*25	2个/盒	
SB0828	8*28	2个/盒	
SB0830	8*30	2个/盒	
SB0840	8*40	2个/盒	
SB0935	9*35	2个/盒	
SB1057	10*57	1个	
SB1060	10*60	1个	
SB1070	10*70	1个	
SB1010	10*100	1个	
SB1152	11*52	1个	



扫码查看，今日实时
优惠价



磁子，八面体加箍，PTFE，组合

品号	规格	包装	价格
SC1338TZ	8*13mm, 8*16mm, 8*22mm, 9*25mm, 9*29mm, 9*38mm, 各一个	6只/盒	 扫码查看，今日实时 优惠价

磁子，圆柱体加箍，平头，PTFE，组合


品号	规格	包装	价格
SB1585TZ	5*15mm, 6*10mm, 6*20mm, 6*28mm, 8*35mm, 7*40mm, 8*45mm, 10*50mm, 12*55mm, 14*85mm, 各一个	10只/盒	 扫码查看，今日实时 优惠价



磁子，圆柱型，圆头，PTFE



品号	外径*长度(mm)	包装	价格
SC0305	3*5	5只/盒	
SC0307	3*7	5只/盒	
SC0309	3*9	5只/盒	
SC0510	5*10	5只/盒	
SC0515	5*15	5只/盒	
SC0615	6*15	5只/盒	
SC0620	6*20	5只/盒	
SC0725	7*25	2只/盒	
SC0730	7*30	2只/盒	
SC0825	8*25	2只/盒	
SC0830	8*30	2只/盒	
SC0835	8*35	2只/盒	
SC0840	8*40	2只/盒	
SC0845	8*45	2只/盒	
SC0850	8*50	2只/盒	
SC0960	9*60	2只/盒	
CS0970	9*70	2只/盒	
CS0980	9*80	2只/盒	
SC1052	10*52	只	
SC1140	11*40	只	
SC1340	13*40	只	
SC1350	13*50	只	
SC1430	14*30	只	
CS1610	16*100	只	



扫码查看，今日实时
优惠价



磁子，H型，PTFE

品号	规格(mm)	包装
SH1341	13*41	只
SH1360	13*60	只



扫码查看，今日实时
优惠价

磁子，十字型，PTFE

品号	规格 (mm)	包装	价格
SZ0310	3*10	5只/盒	 扫码查看，今日实时 优惠价
SZ0930	9*30	2只/盒	
SZ1025	10*25	只	
SZ1030	10*30	只	
SZ1138	13*18	只	
SZ1350	13*50	只	



磁子，三棱柱型，PTFE


品号	规格 (mm)	包装
SJ1025	10*10*25	只
SJ1340	13*13*40	只
SJ1550	15*15*50	只


扫码查看，今日实时
优惠价

磁子，圆球型，PTFE

品号	规格 (mm)	包装
SQ0012	12	2只/盒


扫码查看，今日实时
优惠价



磁子取出棒，硬柄

- 1、取出棒顶部具强磁性端头，可吸附磁子，避免直接接触腐蚀性溶剂。
- 2、取出棒外部由聚四氟乙烯包覆而成，耐酸碱腐蚀。



货号	长度mm
S780250	250
S780300	300
S780400	400



扫码查看，今日实时
优惠价

磁子取出棒使用后用乙醇擦拭磁头，
避免残留液体污染。

S78系列
磁子取出棒，硬柄



可匹配圆底烧瓶

CR11系列
圆底烧瓶软木垫