

注射类


注射器，高硼硅玻璃，鲁尔接头，微量

针筒，推杆皆为高硼硅材质，相较于塑料注射器具有更高化学稳定性及热稳定性。标配镀锌材质鲁尔接头，可用于色谱进样，精密流体移取及分配。易于清洁和消毒，可进行高温灭菌。



货号	规格ml	颜色	价格
L370001	1	蓝芯	 扫码查看，今日实时 优惠价
L370002	2	白芯	
L370005	5	白芯	
L370010	10	白芯	
L370020	20	白芯	
L370030	30	白芯	
L370050	50	白芯	
L370100	100	白芯	

推荐组装产品：



S38系列，进样针头



扫码查看，今日实时
优惠价