



- 塑料手柄，抓握更方便。
- 顶部带棉线球，清洁力更强且有效防止玻璃划伤，保护玻璃器皿。

清洗刷，量筒

量筒毛刷，也适用于清洗各种容器。

货号	毛径(mm)	毛长(mm)	全长(mm)	材质
B360001	20	80	285	猪鬃毛
B360002	30	120	287	猪鬃毛
B360003	30	200	435	猪鬃毛
B360004	55	130	405	尼龙毛
B360005	70	170	470	尼龙毛



扫码查看，今日实时
优惠价



清洗刷，锥形瓶

三角瓶毛刷，也适用于清洗各种容器。

货号	球瓶容量 (mL)	材质
B350100	100	猪鬃毛
B350250	250	猪鬃毛
B350500	500	尼龙毛
B351000	1000	尼龙毛
B352000	2000	尼龙毛



扫码查看，今日实时
优惠价



超声波清洗机

- 台式超声波清洗机，标配清洗篮。
- 工作槽采用SUS304不锈钢，一次冲压成形，使用寿命长，耐腐蚀，容量：30L。
- 超声功率600W，超声频率：40 KHz。
- 工作温度可设置，设置范围：0-80℃，加热功率500w。
- 工作时间可设置，时间设置范围：1-99min
- 底部具排水装置，可快速排除废液。

货号	槽内尺寸mm	机外尺寸mm
Z113060	500*300*200	550*330*330



扫码查看，今日实时
优惠价



玻璃器皿超声时的使用小贴士：

玻璃器皿在超声时，需采用‘物理隔离’的方式，避免玻璃件之间直接接触！！

超声波清洗机工作时会产生高频的机械振动，紧密接触的玻璃器皿会高频、高速的相互碰撞和摩擦，会使应力集中，导致玻璃破裂。