

温度计，煤油

1. 煤油温度计，刻度激光标定，精准，耐用。直径6mm可与欣维具孔温度计螺纹盖匹配使用。
2. 可根据需求选择不同量程温度计。



推荐搭配产品：



A45内插式接头系列



A52外螺纹接头系列

货号	温度范围	温差
T152100	-20° to 110°	<1°
T152250	-20° to 200°	<2°



扫码查看，今日实时
优惠价



A53具小咀温度计接头



A52内螺纹接头系列

温度计夹

该产品可夹持直径13mm以内的温度计。可将玻璃管，温度计，或热电偶固定在距离支撑杆178mm的位置。拧动螺母可调节镀镍材质爪夹的松紧。



货号	规格
W140200	杆外径10mm杆长度200mm



扫码查看，今日实时
优惠价

推荐搭配产品：十字夹



W200002B



W200002S



扫码查看，今日实时
优惠价