

翻口塞，橡胶，直型

经济型，材质偏软，便于操作。适配直型磨口。

货号	型号	包装
RS221410	14	100个/包
RS221910	19	100个/包
RS222410	24	100个/包



扫码查看，今日实时
优惠价



瓶塞，高硼硅，空心

高硼硅空心瓶塞，适配标准锥度直型磨口。



货号	磨口
G401420	14/20
G401922	19/22
G402440	24/40
G402942	29/42



扫码查看，今日实时
优惠价

瓶塞，PP

PP材质瓶塞，适配标准锥度直型磨口。

货号	磨口型号
SL1423	14/23
SL1926	19/26
SL2429	24/29
SL2932	29/32



扫码查看，今日实时
优惠价



瓶塞，硅胶，锥形瓶

硅胶材质锥形瓶塞，适配不同口径平口锥形瓶。



货号	匹配口径mm	包装	价格
G121618	16-18	5个/包	 扫码查看，今日实时 优惠价
G121822	18-22	5个/包	
G122125	21-25	5个/包	
G122428	24-28	5个/包	
G122731	27-31	5个/包	
G123034	30-34	5个/包	
G123338	33-38	5个/包	
G123741	34-41	5个/包	
G124045	40-45	2个/包	
G124449	44-49	2个/包	
G124853	48-53	2个/包	
G125360	53-60	2个/包	

瓶塞，橡胶，可打孔

硅胶材质锥形瓶塞，适配不同口径平口锥形瓶或试管。可使用P28系列打孔器自行打孔。



可使用P28系列打孔器自行打孔

货号	型号	小头尺寸mm	大头尺寸mm	包装
P270001	000#	8	12.5	10个/包
P270002	00#	11	15	10个/包
P270003	0#	13	17	10个/包
P270004	1#	14	19	10个/包
P270005	2#	15	21	10个/包
P270006	3#	17	23	10个/包
P270007	4#	19	26	10个/包
P270008	5#	22	29	10个/包
P270009	6#	25	33	10个/包
P270010	7#	29	37	10个/包
P270011	8#	33	42	5个/包
P270012	9#	38	46	5个/包
P270013	10#	43	52	5个/包
P270014	11#	45	56	个
P270015	12#	51	62	个
P270016	13#	56	68	个
P270017	14#	62	75	个
P270018	15#	68	81	个
P270019	16#	74	87	个
P270020	17#	82	95	个
P270021	18#	78	103	个
P270022	19#	88	111	个
P270023	20#	92	118	个
P270024	21#	95	120	个
P270025	22#	100	140	个



扫码查看，今日实时
优惠价

瓶塞，硅胶，锥形瓶

可对P27系列橡胶塞打孔。

货号	孔径规格	材质
P281404	14mm,12mm,10mm,8mm,6mm,4mm	铁
P281404T	全铜打孔器(带齿) 3*1(5-7.5mm)	铜



扫码查看，今日实时
优惠价



外螺纹盖，EP

标配四氟材质外螺纹盖和EP材质O型圈。可根据需求购买不同材质O型圈。

货号	规格
B100007	7#
B100015	15#
B100025	25#
标配配件：	
B100015G	15#内螺纹四氟塞
R111EP	O型圈,黑色EP,抗极性溶剂,内径×宽度,100.77*2.62mm
B100025G	25#内螺纹四氟塞
R212EP	O型圈,黑色EP,抗极性溶剂,内径×宽度21.8×3.5mm
B100007G	7#内螺纹四氟塞
R1007EP	O型圈,黑色EP,抗极性溶剂,内径×宽度,3.70×1.78mm



扫码查看，今日实时
优惠价



选配配件：

适配7#螺纹口

R1007	O型圈,棕色氟橡胶,内径×宽度,5.23×2.62mm
Q1007	O型圈,白色全惰性,内径×宽度,5.23×2.62mm

适配15#螺纹口


R111	O型圈,棕色氟橡胶,内径×宽度11.81×2.67mm
R111QB	O型圈,四氟全包耐腐蚀型,内径×宽度,11.81×2.67mm
Q111	O型圈,白色全惰性,内径×宽度,11.81×2.67mm

适配25#螺纹口


R212	O型圈,棕色氟橡胶,内径×宽度,21.8×3.5mm
R212QB	O型圈,四氟全包耐腐蚀型,内径×宽度24×3.5mm
Q212	O型圈全惰性白色,内径21.8线径3.5mm



O型圈,
棕色氟橡胶



O型圈,全惰性白色



O型圈,四氟全包耐腐蚀型

外螺纹盖，导气管/真空接口

15#四氟材质具孔外螺纹盖，标配导气管及O型圈。



货号	螺纹型号	O型圈
B100015T	15#	EP材质O型圈
B100015TF	15#	四氟包覆O型圈

扫码查看，今日实时
优惠价

欣维尔专利产品2025204895739

外螺纹盖，密封环，PTFE

四氟材质外螺纹盖，标配聚四氟乙烯材质密封环。密封环可拆卸和替换，具有防腐功能的同时确保密封性。在螺纹口瓶塞主体状态完好的情况下可单独更换密封环。



货号	规格	价格
B500007	7#	
B500015	15#	
B500025	25#	
标配配件：		
B500007G	7#内螺纹,全四氟塞	
R110007	四氟密封环	
B500015G	15#内螺纹,全四氟塞	
R110015	四氟密封环	
B500025G	25#内螺纹,全四氟塞	
R110025	四氟密封环	

扫码查看，今日实时
优惠价

外螺纹盖，PE，四氟密封盖

PE材质外螺纹盖，标配聚四氟乙烯材质密封盖。密封盖可拆卸和替换，具有防腐功能的同时确保密封性。在螺纹口瓶塞主体状态完好的情况下可单独更换密封盖。



货号	规格	价格
B510007	7#	
B510015	15#	
B510025	25#	
标配配件：		
B510007G	7#内螺塞, PE材质	
R120015	四氟密封盖	
B510015G	15#内螺塞, PE塞	
R120015	四氟密封扣盖	
B510025G	25#内螺塞, PE塞	
R120025	四氟密封扣盖	

扫码查看，今日实时
优惠价


外螺纹盖，压力表，密封环

压力表量程：0-1.0 MPa。标配压力表和聚四氟乙烯密封环。

货号	规格	价格
B500015Y	15#	
B500025Y	25#	
标配配件：		
N990002	0-1 MPa全不锈钢压力表	
B500015J	具孔15#螺纹塞	
R110015	15#螺纹塞可拆卸密封环	
R224EP	外径*圈粗度：7.2*2.4mm	
B500025J	具孔25#螺纹塞	
R110025	25#螺纹塞可拆卸密封环	
R224EP	外径*圈粗度：7.2*2.4mm	



扫码查看，今日实时
优惠价



真空表量程：-0.1-0 MPa。



外螺纹盖，真空表，EP

标配真空表和EP材质O型圈。

货号	表量程 MPa
M610015	-0.1-0
标配配件：	
N990001	-0.1-0 MPa全不锈钢真空表
R111EP	O型圈，内径×宽度,10.77*2.62



扫码查看，今日实时
优惠价

外螺纹盖，真空表，密封环

真空表量程：-0.1-0 MPa。标配真空表和聚四氟乙烯材质密封环。

货号	规格	价格
B500015Z	15#	
B500025Z	25#	
标配配件：		
N990001	-0.1-0MPa全不锈钢真空表	
B500015J	具孔15#螺纹塞	
R110015	15#螺纹塞可拆卸密封环	
R224EP	外径*圈粗度：7.2*2.4mm	
B500025J	具孔25#螺纹塞	
R110025	25#螺纹塞可拆卸密封环	
R224EP	外径*圈粗度：7.2*2.4mm	



扫码查看，今日实时
优惠价



外螺纹盖，真空/压力表，密封环

真空/压力表量程：-0.1-0.9 MPa。标配真空/压力表和聚四氟乙烯材质密封环。




货号	规格	价格
B530015Y	15#	
B530025Y	25#	
标配配件：		
N990003	- 0.1-0.9MPa全不锈钢真空表	
B500015J	具孔15#螺纹塞	
R110015	15#螺纹塞可拆卸密封环	
R224EP	外径*圈粗度：7.2*2.4mm	
B500025J	具孔25#螺纹塞	
R110025	25#螺纹塞可拆卸密封环	
R224EP	外径*圈粗度：7.2*2.4mm	



扫码查看，今日实时
优惠价

外螺纹盖，泄压阀，密封环




⚠ 泄压阀经厂家提前标定，
螺母勿动



0.4MPa泄压阀

货号	规格	价格
B520015-4	15#	
B520025-4	25#	
标配配件：		
XY0004	0.4MPa 泄压阀	
B500015J	具孔15#螺纹塞	
R110015	15#螺纹塞可拆卸密封环	
R224EP	外径*圈粗度：7.2*2.4mm	
B500025J	具孔25#螺纹塞	
R110025	25#螺纹塞可拆卸密封环	
R224EP	外径*圈粗度：7.2*2.4mm	



扫码查看，今日实时
优惠价

0.6MPa泄压阀

货号	规格	价格
B520015-6	15#	
B520025-6	25#	
标配配件：		
XY0006	0.6MPa泄压阀	
B500015J	具孔15#螺纹塞	
R110015	15#螺纹塞可拆卸密封环	
R224EP	外径*圈粗度：7.2*2.4mm	
B500025J	具孔25#螺纹塞	
R110025	25#螺纹塞可拆卸密封环	
R224EP	外径*圈粗度：7.2*2.4mm	



扫码查看，今日实时
优惠价

封口膜

此封口膜具有高弹性，自粘性，良好气密性和优异的化学稳定性薄膜。主要用于密封各种容器口，如试管，烧杯，锥形瓶等，以达到密封，防漏，防污然，防蒸发等目的。

货号	宽度 (cm)	长度 (m)
FKM-10	10	38
FKM-5	5	38
FKM-2.5	2.5	38



扫码查看，今日实时
优惠价

