


H型反应器，电化学，平底

- H型电化学反应器分为工作电极腔室和对电极腔室，分别放置工作电极和对电极。标配螺纹帽，锥度垫环和O型圈，可确保电极架牢固固定，不滑动。
- 两个腔室隔膜采用G3砂板，微孔可实现物理隔离。如需G4砂板请联系客服定制报价。如需使用离子交换膜的分体式H型反应器，详见N921922系列产品。
- 标配不锈钢电极架（不含电极），可匹配厚度3mm以内电极片。



货号	容量 (mL)	螺纹口	侧口	价格
DHX1510H	3-10	15#	14/20	
标配配件:				
DS110015	15#四氟口塞, 标配不锈钢电极架			
LS0303	内六角螺丝 M3*3 (电化学电极架用) 10个/包			
BS0303	M3内六角扳手, 电化学电极架 标配工具			



扫码查看，今日实时
优惠价

推荐搭配产品:

SZ0310 十字型磁子

SZ0715-1 十字型磁子




H型反应器，电化学，分体，平底

- 分体式H型电化学反应器（扩散池），分体式设计，方便离子交换膜的更换，可将阴极室和阳极室通过离子交换膜连接而成。连接处由法兰夹和O型圈提供密封性保证，不漏液。
- 标配含不锈钢过滤网的四氟垫圈。



货号	磨口	价格
N921922	19/22	
标配配件:		
CC0049	法兰夹, KSC1922专用	
SF0050	四氟垫片套装, (含过滤网和O型圈) KSC1922专用	
BS0303	M3内六角扳手, 电化学电极架 标配工具	



扫码查看，今日实时
优惠价

推荐搭配产品:

SZ0310 十字型磁子

SZ0715-1 十字型磁子



四氟垫圈，电化学，过滤网

货号	
SF0050	四氟垫片套装（含过滤网和O型圈）
标配配件：	
R0050	四氟垫片，直径50mm（只是两个四氟部分）
LW0035	不锈钢过滤网，直径35mm
R3503	O型圈，外径35mm线径3.1mm
R3802	O型圈，外径38mm线径2mm
R4003	O型圈，外径40mm线径3.1mm
 扫码查看，今日实时 优惠价	




反应管

反应装置主体采用厚壁高强度3.3高硼硅玻璃管，经特殊工艺（数控机床等）制得，非大炉吹制，以达到瓶身厚实且均匀，结实耐用。


反应管，电化学，圆底

- 反应管上盖为具两孔四氟瓶塞，可插入工作电极和对电极。标配螺纹帽，锥度垫环和O型圈，可确保电极架牢固固定，不滑动。
- 标配不锈钢电极架（不含电极），可匹配厚度3mm以内电极片。

货号	容量 (mL)	磨口
DHX2410	3-10	24/40
标配配件：		
DS112440	四氟口塞，24/40口，标配双不锈钢电极架	
LS0303	内六角螺丝 M3*3（电化学电极架用），10个/包	
BS0303	M3内六角扳手，电化学电极架标配工具	
 扫码查看，今日实时 优惠价		




- 反应管上盖为具两孔四氟瓶塞，可插入工作电极和对电极。
- 标配螺纹帽，锥度垫环和O型圈，可确保电极架牢固固定，不滑动。
- 侧管可搭配通气接头，对反应系统进行保护。也可搭配翻口橡胶塞，对体系进行进/采样，可实时监控反应进程。
- 标配不锈钢电极架（不含电极），可匹配厚度3mm以内电极片。



两口，平底

三口，平底



两口，夹套，平底

反应管外部具夹套设计，循环介质下进上出。可对内层反应体系进行均匀，高效的加热，冷却或恒温控制，避免直接加热导致局部过热。

✓ 可拆卸小咀设计为连接或断开外循环提供了一种安全和简便的连接方式。

反应管，电化学，两口，平底

货号	容量 (mL)	主口	侧口
DHX4120P	5-20	24/40	14/20
标配配件:			
DS112440	四氟口塞，24/40口，标配双不锈钢电极架		
LS0303	内六角螺丝 M3*3（电化学电极架用），10个/包		
BS0303	M3内六角扳手，电化学电极架标配工具		



扫码查看，今日实时
优惠价

反应管，电化学，两口，夹套，平底

货号	容量 (mL)	主口	侧口
DHX4110	5-20	24/40	14/20
标配配件:			
DS122440	四氟口塞，24/40口，标配双不锈钢电极架		
LS0303	内六角螺丝 M3*3（电化学电极架用），10个/包		
BS0303	M3内六角扳手，电化学电极架标配工具		



扫码查看，今日实时
优惠价

反应管，电化学，三口，平底

货号	容量 (mL)	主口	侧口
DHX4112P	5-20	24/40	14/20
标配配件:			
DS122440	四氟口塞，24/40口，标配双不锈钢电极架		
LS0303	内六角螺丝 M3*3（电化学电极架用），10个/包		
BS0303	M3内六角扳手，电化学电极架标配工具		



扫码查看，今日实时
优惠价




- 反应管上盖为具两孔四氟螺纹盖，可插入工作电极和对电极。螺纹盖相较于瓶塞，密封性更好。
- 标配螺纹帽，锥度垫环和O型圈，可确保电极架牢固固定，不滑动。
- 标配不锈钢电极架（不含电极），可匹配厚度3mm以内电极片。

反应管，电化学，25#螺纹口，圆底

货号	容量 (mL)	螺纹口
DHX2510	3-10	25#
标配配件：		
DS110025	25#四氟口塞，标配双不锈钢电极架	
LS0303	内六角螺丝 M3*3（电化学电极架用），10个/包	
BS0303	M3内六角扳手，电化学电极架标配工具	
BS0303	M3内六角扳手，电化学电极架标配工具	



扫码查看，今日实时
优惠价




反应管，电化学，25#螺纹口，平底，采样

侧管节门可搭配连接软管通气，对反应系统进行保护。

货号	容量 (mL)	螺纹口
DHX2510L	3-10	25#
标配配件：		
DS110025	25#四氟口塞，标配双不锈钢电极架	
LS0303	内六角螺丝 M3*3（电化学电极架用），10个/包	
BS0303	M3内六角扳手，电化学电极架标配工具	
RC14	#14 尼龙帽	
R14	硅胶/四氟垫片	




扫码查看，今日实时
优惠价



反应管，电化学，25#螺纹口，圆底，节门

- 反应管上盖为具两孔四氟螺纹盖，可插入工作电极和对电极。螺纹盖相较于瓶塞，密封性更好。
- 标配螺纹帽，锥度垫环和O型圈，可确保电极架牢固固定，不滑动。
- 侧管节门可搭配连接软管通气，对反应系统进行保护。
- 标配不锈钢电极架（不含电极），可匹配厚度3mm以内电极片。



货号	容量 (mL)	螺纹口	节门
DHX2510G	3-10	25#	2mm玻璃节门
DHX2510S	3-10	25#	2mm四氟节门
标配配件:			
DS110025	25#四氟口塞，标配双不锈钢电极架		
LS0303	内六角螺丝 M3*3（电化学电极架用），100个/包		
BS0303	M3内六角扳手，电化学电极架标配工具		
S181125	2mm具四氟节门塞		
S461230	可替换的1:100玻璃节门，2mm孔径		
S691230	不锈钢弹簧及卡子		
 扫码查看，今日实时 优惠价			

推荐搭配产品:

SZ0310 十字型磁子

SZ0715-1 十字型磁子

