


称量纸

质地光滑，粉末状固体不易粘附，减少样品的损失。




货号	尺寸mm	包装
Q110060	60*60	500张/包
Q110120	120*120	500张/包
Q110200	200*200	500张/包
Q110240	240*240	500张/包
Q110300	300*300	500张/包




扫码查看，今日实时
优惠价

称量皿，铝箔

底部做工平整，对许多化学品（尤其中性或弱酸性）有良好耐受性，材质稳定，不易破裂。
相较于称量纸，有更好的防吸湿性。也可用于烘箱干燥样品。相较于塑料称量皿，铝箔产生的静电更少。



货号	容量ml	包装
P350030	30	100个/盒
P350042	42	100个/盒
P350060	60	100个/盒




扫码查看，今日实时
优惠价

加料漏斗，固体，高硼硅玻璃，称量

出料口收窄设计，方便将物料转移至窄口容器中。



货号	规格 (mm)
N910001	15*25
N910002	15*40
N910003	20*60
N910004	25*75
N910005	30*85



扫码查看，今日实时
优惠价