

## 三角漏斗，过滤，玻璃孔板，标准磨口

玻璃孔板直径20mm，采用自动化数控设备制作，孔隙均匀且平整无毛刺，可有效避免堵塞，压力不均或滤纸破损而导致的漏液。可搭配滤纸使用。



| 货号      | 磨口    | 孔板直径 (mm) | 漏斗上口外径 (mm) | 价格                                                                                                  |
|---------|-------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E931450 | 14/20 | 20        | 50          | <br>扫码查看，今日实时优惠价 |
| E931950 | 19/22 | 20        | 50          |                                                                                                     |
| E931975 | 19/22 | 20        | 75          |                                                                                                     |
| E931990 | 19/22 | 20        | 90          |                                                                                                     |
| E932450 | 24/40 | 20        | 50          |                                                                                                     |
| E932475 | 24/40 | 20        | 75          |                                                                                                     |
| E932490 | 24/40 | 20        | 90          |                                                                                                     |

推荐搭配产品：中速滤纸，Q130018 Q101519




扫码查看，今日实时优惠价



## 布氏漏斗，过滤，玻璃孔板，四氟节门

玻璃孔板直径42mm，采用自动化数控设备制作，孔隙均匀且平整无毛刺，可有效避免堵塞，压力不均或滤纸破损而导致的漏液。可搭配滤纸使用。



| 货号                                                                                                                                     | 容量 (mL)      | 节门 | 玻璃板直径 (mm) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|------------|
| E600060                                                                                                                                | 60           | 四氟 | 42         |
| 标配配件:                                                                                                                                  |              |    |            |
| S181125                                                                                                                                | 可替换的2mm四氟节门塞 |    |            |
| <div><div></div><div>扫码查看，今日实时<br/>优惠价</div></div> |              |    |            |

推荐搭配产品：中速滤纸，Q130040



扫码查看，今日实时优惠价



## 布氏漏斗，真空，砂板，大口径

- 漏斗壁倾斜设计，优化了漏斗上口开口直径，便于固液混合物快速倒入，减少溅出和损失。
- 砂板孔隙均匀且细腻，经高温烧结工艺处理，确保无缝隙，无漏液。
- 下端宝塔小咀可连接真空源用于过滤操作。

### G2砂板

| 货号       | 磨口    | 容量ml | 砂芯空隙 | 价格 |
|----------|-------|------|------|----|
| N363014C | 14/20 | 30   | G2   |    |
| N363019C | 19/22 | 30   | G2   |    |
| N363024C | 24/40 | 30   | G2   |    |
| N364014C | 14/20 | 60   | G2   |    |
| N364019C | 19/22 | 60   | G2   |    |
| N364024C | 24/40 | 60   | G2   |    |
| N365014C | 14/20 | 100  | G2   |    |
| N365019C | 19/22 | 100  | G2   |    |
| N365024C | 24/40 | 100  | G2   |    |
| N366019C | 19/22 | 150  | G2   |    |
| N366024C | 24/40 | 150  | G2   |    |
| N366029C | 29/42 | 150  | G2   |    |
| N368024C | 24/40 | 350  | G2   |    |
| N368029C | 29/42 | 350  | G2   |    |
| N369024C | 24/40 | 600  | G2   |    |
| N369029C | 29/42 | 600  | G2   |    |



扫码查看，今日实时  
优惠价



|            | 砂芯规格   | 砂芯平均滤孔 (μm) |
|------------|--------|-------------|
| 砂芯微孔平均直径标准 | G1(XC) | 80-120      |
|            | G2(C)  | 40-80       |
|            | G3(M)  | 15-40       |
|            | G4(F)  | 5-15        |

### G3砂板

| 货号       | 磨口    | 容量ml | 砂芯空隙 | 价格 |
|----------|-------|------|------|----|
| N363014M | 14/20 | 30   | G3   |    |
| N363019M | 19/22 | 30   | G3   |    |
| N363024M | 24/40 | 30   | G3   |    |
| N364014M | 14/20 | 60   | G3   |    |
| N364019M | 19/22 | 60   | G3   |    |
| N364024M | 24/40 | 60   | G3   |    |
| N365014M | 14/20 | 100  | G3   |    |
| N365019M | 19/22 | 100  | G3   |    |
| N365024M | 24/40 | 100  | G3   |    |
| N366019M | 19/22 | 150  | G3   |    |
| N366024M | 24/40 | 150  | G3   |    |
| N366029M | 29/42 | 150  | G3   |    |
| N368024M | 24/40 | 350  | G3   |    |
| N368029M | 29/42 | 350  | G3   |    |
| N369024M | 24/40 | 600  | G3   |    |
| N369029M | 29/42 | 600  | G3   |    |



扫码查看，今日实时  
优惠价

### G4砂板

| 货号       | 磨口    | 容量ml | 砂芯空隙 | 价格 |
|----------|-------|------|------|----|
| N363014F | 14/20 | 30   | G4   |    |
| N363019F | 19/22 | 30   | G4   |    |
| N363024F | 24/40 | 30   | G4   |    |
| N364014F | 14/20 | 60   | G4   |    |
| N364019F | 19/22 | 60   | G4   |    |
| N364024F | 24/40 | 60   | G4   |    |
| N365014F | 14/20 | 100  | G4   |    |
| N365019F | 19/22 | 100  | G4   |    |
| N365024F | 24/40 | 100  | G4   |    |
| N366019F | 19/22 | 150  | G4   |    |
| N366024F | 24/40 | 150  | G4   |    |
| N366029F | 29/42 | 150  | G4   |    |
| N368024F | 24/40 | 350  | G4   |    |
| N368029F | 29/42 | 350  | G4   |    |
| N369024F | 24/40 | 600  | G4   |    |
| N369029F | 29/42 | 600  | G4   |    |



扫码查看，今日实时  
优惠价

## 推荐组装产品：

|       |           |                |
|-------|-----------|----------------|
| T25系列 | T250816-2 | 真空橡胶管，8x16mm   |
|       | T250815G  | 硅胶管，8x15mm     |
| Z16系列 | Z160085   | 无油隔膜真空泵，LH-85  |
|       | Z160095D  | 隔膜真空泵，LH-95D   |
|       | Z160085L  | 无油隔膜真空泵，LH-85L |
|       | Z160085DL | 隔膜真空泵，LH-85DL  |






## 布氏漏斗，真空，玻璃孔板，大口径

- 漏斗壁倾斜设计，优化了漏斗上口开口直径，便于固液混合物快速倒入，减少溅出和损失。
- 玻璃孔板采用自动化数控设备制作，孔隙均匀且平整无毛刺，可有效避免堵塞，压力不均，或滤纸破损而导致的漏液。可搭配滤纸使用。




| 货号      | 磨口    | 容量ml | 价格 |
|---------|-------|------|----|
| N963014 | 14/20 | 30   |    |
| N963019 | 19/22 | 30   |    |
| N963024 | 24/40 | 30   |    |
| N964014 | 14/20 | 60   |    |
| N964019 | 19/22 | 60   |    |
| N964024 | 24/40 | 60   |    |
| N966019 | 19/22 | 150  |    |
| N966024 | 24/40 | 150  |    |
| N966029 | 29/42 | 150  |    |
| N968024 | 24/40 | 350  |    |
| N968029 | 29/42 | 350  |    |
| N969024 | 24/40 | 600  |    |
| N969029 | 29/42 | 600  |    |




扫码查看，今日实时  
优惠价

## 推荐组装产品：



孔板上放置中速滤纸 Q130040



通过 (T250815G) 硅胶管



连接 (Z160085) 真空泵

| 货号       | 描述                    |
|----------|-----------------------|
| N964024  | 24/40, 布氏漏斗, 真空       |
| F664125  | 三角瓶, 磨口: 24/40, 125ml |
| T250815G | 硅胶管, 8x15mm           |
| Z160085  | 无油隔膜真空泵, LH-85        |
| Q130040  | 中速滤纸                  |

布氏漏斗，砂板，大口径

- 漏斗壁倾斜设计，优化了漏斗上口开口直径，便于固液混合物快速倒入减少溅出和损失。
- 砂板孔隙均匀且细腻，经高温烧结工艺处理，确保无缝隙，无漏液。

| 砂芯微孔平均直径标准 |             |
|------------|-------------|
| 砂芯规格       | 砂芯平均滤孔 (μm) |
| G1(XC)     | 80-120      |
| G2(C)      | 40-80       |
| G3(M)      | 15-40       |
| G4(F)      | 5-15        |



具G1 (XC) 砂板



具G2 (C) 砂板



具G3 (M) 砂板



具G4 (F) 砂板

G1砂板

| 货号       | 容量ml | 砂芯空隙 | 价格                                                                                                      |
|----------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N603030X | 30   | G1   | <br>扫码查看，今日实时<br>优惠价 |
| N604060X | 60   | G1   |                                                                                                         |
| N605100X | 100  | G1   |                                                                                                         |
| N606150X | 150  | G1   |                                                                                                         |
| N608350X | 350  | G1   |                                                                                                         |
| N609600X | 600  | G1   |                                                                                                         |

G2砂板

| 货号       | 容量ml | 砂芯空隙 | 价格                                                                                                        |
|----------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N603030C | 30   | G2   | <br>扫码查看，今日实时<br>优惠价 |
| N604060C | 60   | G2   |                                                                                                           |
| N605100C | 100  | G2   |                                                                                                           |
| N606150C | 150  | G2   |                                                                                                           |
| N608350C | 350  | G2   |                                                                                                           |
| N609600C | 600  | G2   |                                                                                                           |

G3砂板

| 货号       | 容量ml | 砂芯空隙 | 价格                                                                                                      |
|----------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N603030M | 30   | G3   | <br>扫码查看，今日实时<br>优惠价 |
| N604060M | 60   | G3   |                                                                                                         |
| N605100M | 100  | G3   |                                                                                                         |
| N606150M | 150  | G3   |                                                                                                         |
| N608350M | 350  | G3   |                                                                                                         |
| N609600M | 600  | G3   |                                                                                                         |

G4砂板

| 货号       | 容量ml | 砂芯空隙 | 价格                                                                                                        |
|----------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N603030F | 30   | G4   | <br>扫码查看，今日实时<br>优惠价 |
| N604060F | 60   | G4   |                                                                                                           |
| N605100F | 100  | G4   |                                                                                                           |
| N606150F | 150  | G4   |                                                                                                           |
| N608350F | 350  | G4   |                                                                                                           |
| N609600F | 600  | G4   |                                                                                                           |

推荐组装产品：



T25系列 橡胶管/硅胶管



Z16系列 无油隔膜真空泵




F72系列 抽滤瓶



P10 具孔橡胶塞



## 欣维尔专利产品 (CN222677440U) 无需夹具, 无泄漏!



## 布氏漏斗, 可拆卸砂芯, 四氟接头/尼龙接头



## G2砂板, 四氟接头

| 货号        | 容量ml | 磨口    | 价格 |
|-----------|------|-------|----|
| F362014CS | 15   | 14/20 |    |
| F362019CS | 15   | 19/22 |    |
| F362024CS | 15   | 24/40 |    |
| F363014CS | 30   | 14/20 |    |
| F363019CS | 30   | 19/22 |    |
| F363024CS | 30   | 24/40 |    |
| F364014CS | 60   | 14/20 |    |
| F364019CS | 60   | 19/22 |    |
| F364024CS | 60   | 24/40 |    |
| F365014CS | 100  | 14/20 |    |
| F365019CS | 100  | 19/22 |    |
| F365024CS | 100  | 24/40 |    |



## G2砂板, 尼龙接头

| 货号        | 容量ml | 磨口    | 价格 |
|-----------|------|-------|----|
| F362014CN | 15   | 14/20 |    |
| F362019CN | 15   | 19/22 |    |
| F362024CN | 15   | 24/40 |    |
| F363014CN | 30   | 14/20 |    |
| F363019CN | 30   | 19/22 |    |
| F363024CN | 30   | 24/40 |    |
| F364014CN | 60   | 14/20 |    |
| F364019CN | 60   | 19/22 |    |
| F364024CN | 60   | 24/40 |    |
| F365014CN | 100  | 14/20 |    |
| F365019CN | 100  | 19/22 |    |
| F365024CN | 100  | 24/40 |    |





布氏漏斗，可拆卸砂芯，四氟接头/尼龙接头

G3砂板，四氟接头

| 货号        | 容量ml | 磨口    | 价格 |
|-----------|------|-------|----|
| F362014MS | 15   | 14/20 |    |
| F362019MS | 15   | 19/22 |    |
| F362024MS | 15   | 24/40 |    |
| F363014MS | 30   | 14/20 |    |
| F363019MS | 30   | 19/22 |    |
| F363024MS | 30   | 24/40 |    |
| F364014MS | 60   | 14/20 |    |
| F364019MS | 60   | 19/22 |    |
| F364024MS | 60   | 24/40 |    |
| F365014MS | 100  | 14/20 |    |
| F365019MS | 100  | 19/22 |    |
| F365024MS | 100  | 24/40 |    |



扫码查看，今日实时优惠价

G3砂板，尼龙接头

| 货号        | 容量ml | 磨口    | 价格 |
|-----------|------|-------|----|
| F362014MN | 15   | 14/20 |    |
| F362019MN | 15   | 19/22 |    |
| F362024MN | 15   | 24/40 |    |
| F363014MN | 30   | 14/20 |    |
| F363019MN | 30   | 19/22 |    |
| F363024MN | 30   | 24/40 |    |
| F364014MN | 60   | 14/20 |    |
| F364019MN | 60   | 19/22 |    |
| F364024MN | 60   | 24/40 |    |
| F365014MN | 100  | 14/20 |    |
| F365019MN | 100  | 19/22 |    |
| F365024MN | 100  | 24/40 |    |



扫码查看，今日实时优惠价

G4砂板，四氟接头

| 货号        | 容量ml | 磨口    | 价格 |
|-----------|------|-------|----|
| F362014FS | 15   | 14/20 |    |
| F362019FS | 15   | 19/22 |    |
| F362024FS | 15   | 24/40 |    |
| F363014FS | 30   | 14/20 |    |
| F363019FS | 30   | 19/22 |    |
| F363024FS | 30   | 24/40 |    |
| F364014FS | 60   | 14/20 |    |
| F364019FS | 60   | 19/22 |    |
| F364024FS | 60   | 24/40 |    |
| F365014FS | 100  | 14/20 |    |
| F365019FS | 100  | 19/22 |    |
| F365024FS | 100  | 24/40 |    |



扫码查看，今日实时优惠价

G4砂板，尼龙接头

| 货号        | 容量ml | 磨口    | 价格 |
|-----------|------|-------|----|
| F362014FN | 15   | 14/20 |    |
| F362019FN | 15   | 19/22 |    |
| F362024FN | 15   | 24/40 |    |
| F363014FN | 30   | 14/20 |    |
| F363019FN | 30   | 19/22 |    |
| F363024FN | 30   | 24/40 |    |
| F364014FN | 60   | 14/20 |    |
| F364019FN | 60   | 19/22 |    |
| F364024FN | 60   | 24/40 |    |
| F365014FN | 100  | 14/20 |    |
| F365019FN | 100  | 19/22 |    |
| F365024FN | 100  | 24/40 |    |




扫码查看，今日实时优惠价

选配配件：

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| NY155     | #25 G2砂板（可匹配#25连接接头）   |
| NY156     | #25 G3砂板（可匹配#25连接接头）   |
| NY573     | #25 G4砂板（可匹配#25连接接头）   |
| B100025CN | #25 可拆卸砂板尼龙连接接头（含G2砂板） |
| B100025CS | #25 可拆卸砂板四氟连接接头（含G2砂板） |
| NY613     | #50 G2砂板（可匹配#50连接接头）   |
| NY613M    | #50 G3砂板（可匹配#50连接接头）   |
| NY613F    | #50 G4砂板（可匹配#50连接接头）   |
| B100050CN | #50 可拆卸砂板尼龙连接接头（含G2砂板） |
| B100050CS | #50 可拆卸砂板四氟连接接头（含G2砂板） |
| S101420   | 具7#内螺纹，14/20口          |
| S101922   | 具7#内螺纹，14/20口          |
| S102440   | 具7#内螺纹，14/20口          |

| 砂芯微孔平均直径标准 | 砂芯规格   | 砂芯平均滤孔 (μm) |
|------------|--------|-------------|
|            | G1(XC) | 80-120      |
|            | G2(C)  | 40-80       |
|            | G3(M)  | 15-40       |
|            | G4(F)  | 5-15        |



## 布氏漏斗，玻璃孔板/砂板，夹套，标准磨口

- 过滤漏斗具夹套设计，循环介质下进上出。可对过滤物质进行均匀，高效的加热，冷却或恒温控制。
- 玻璃孔板采用自动化数控设备制作，孔隙均匀且平整无毛刺，可有效避免堵塞，压力不均，或滤纸破损而导致的漏液。可搭配滤纸使用。



砂板孔隙均匀且细腻，经高温烧结工艺处理，确保无缝隙，无漏液。

## 玻璃孔板

| 货号      | 规格ml | 磨口    | 价格                                                                                                      |
|---------|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E969100 | 100  | 19/22 | <br>扫码查看，今日实时<br>优惠价 |
| E964100 | 100  | 24/40 |                                                                                                         |
| E969130 | 130  | 19/22 |                                                                                                         |
| E964130 | 130  | 24/40 |                                                                                                         |
| E969250 | 250  | 19/22 |                                                                                                         |
| E964250 | 250  | 24/40 |                                                                                                         |
| E969500 | 500  | 19/22 |                                                                                                         |
| E964500 | 500  | 24/40 |                                                                                                         |
| E96191L | 1000 | 19/22 |                                                                                                         |
| E96241L | 1000 | 24/40 |                                                                                                         |

## G2砂板

| 货号       | 规格ml | 磨口    | 价格                                                                                                       |
|----------|------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E954060C | 60   | 24/40 | <br>扫码查看，今日实时<br>优惠价 |
| E954100C | 100  | 24/40 |                                                                                                          |
| E954150C | 150  | 24/40 |                                                                                                          |
| E954250C | 250  | 24/40 |                                                                                                          |
| E954350C | 350  | 24/40 |                                                                                                          |
| E954500C | 500  | 24/40 |                                                                                                          |
| E95241LC | 1000 | 24/40 |                                                                                                          |

## G3砂板

| 货号       | 规格ml | 磨口    | 价格                                                                                                        |
|----------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E954060M | 60   | 24/40 | <br>扫码查看，今日实时<br>优惠价 |
| E954100M | 100  | 24/40 |                                                                                                           |
| E954150M | 150  | 24/40 |                                                                                                           |
| E954250M | 250  | 24/40 |                                                                                                           |
| E954350M | 350  | 24/40 |                                                                                                           |
| E954500M | 500  | 24/40 |                                                                                                           |
| E95241LM | 1000 | 24/40 |                                                                                                           |


## G4砂板

| 货号       | 规格ml | 磨口    | 价格                                                                                                        |
|----------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E954060F | 60   | 24/40 | <br>扫码查看，今日实时<br>优惠价 |
| E954100F | 100  | 24/40 |                                                                                                           |
| E954150F | 150  | 24/40 |                                                                                                           |
| E954250F | 250  | 24/40 |                                                                                                           |
| E954350F | 350  | 24/40 |                                                                                                           |
| E954500F | 500  | 24/40 |                                                                                                           |
| E95241LF | 1000 | 24/40 |                                                                                                           |

## 推荐组装产品：



T250815G 硅胶管



T250816-2 真空橡胶管



Z16系列 无油隔膜真空泵



布氏漏斗，陶瓷

本身并不具备精细过滤的功能，可用来承托滤纸或滤膜。需搭配P10系列抽滤皮碗和抽滤瓶使用。

| 货号     | 规格mm | 价格                                                                                                    |
|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TL0040 | 40   | <br>扫码查看，今日实时<br>优惠价 |
| TL0060 | 60   |                                                                                                       |
| TL0080 | 80   |                                                                                                       |
| TL0100 | 100  |                                                                                                       |
| TL0120 | 120  |                                                                                                       |
| TL0150 | 150  |                                                                                                       |
| TL0200 | 200  |                                                                                                       |
| TL0250 | 250  |                                                                                                       |
| TL0300 | 300  |                                                                                                       |



漏斗，砂板，标准磨口

漏斗顶部为内磨口，可连接A29通气接头，对过滤系统进行惰性气体保护，也可与F18系列具磨口三角漏斗连接，对过滤物料进行补充。

| 货号       | 磨口    | 容量ml | 砂芯空隙 |
|----------|-------|------|------|
| N291450C | 14/20 | 50   | G2   |
| N291450M | 14/20 | 50   | G3   |
| N299175C | 19/22 | 175  | G2   |
| N299175M | 19/22 | 175  | G3   |

  
扫码查看，今日实时  
优惠价



| 砂芯微孔平均直径标准 | 砂芯规格   | 砂芯平均滤孔 (μm) |
|------------|--------|-------------|
|            | G1(XC) | 80-120      |
|            | G2(C)  | 40-80       |
|            | G3(M)  | 15-40       |
|            | G4(F)  | 5-15        |



推荐组装产品：




T25系列 橡胶管/硅胶管



Z16系列 无油隔膜真空泵



F72系列 抽滤瓶



P10 具孔橡胶塞



- 可用于HPLC流动相的杂质去除。
- 溶剂杯与过滤平台通过法兰口连接，磨口精密研磨，搭配法兰夹保证密封性，不漏液。
- 过滤平台下端滴液口低于抽气小咀，可有效防止滤液抽入真空系统。
- 底部过滤瓶为外磨口设计当溶剂倒出时可有效避免磨口处溶剂残留所导致的磨口咬死打不开，也可避免真空脂污染试剂。瓶底厚实平稳，可置于操作台上，方便操作和放置。瓶身具刻度及书写标，刻度清晰易读取，书写标方便记录。



### 流动相过滤器，瓶型，砂芯

采用直径47毫米砂芯法兰盘，砂芯空隙均匀且细腻。

| 货号      | 描述                    | 价格 |
|---------|-----------------------|----|
| E204025 | 250ML流动相过滤器（不含过滤膜）/套  |    |
| E204050 | 500ML流动相过滤器（不含过滤膜）/套  |    |
| E20401L | 1L流动相过滤器（不含过滤膜）/套     |    |
| E20402L | 2L流动相过滤器（不含过滤膜）/套     |    |
| 组装件明细：  |                       |    |
| F100001 | 具刻度溶剂杯，47mm法兰，300ml   |    |
| F100002 | 法兰夹（进口铝镁合金），47mm      |    |
| F100003 | 具G2砂板过滤膜平台，40/35，47mm |    |
| B240250 | 抽滤瓶，磨口40/35，容量250ml   |    |
| B240500 | 抽滤瓶，磨口40/35，容量500ml   |    |
| B241000 | 抽滤瓶，磨口40/35，容量1000ml  |    |
| B242000 | 抽滤瓶，磨口40/35，容量2000ml  |    |




扫码查看，今日实时  
优惠价



### 流动相过滤器，瓶型，不锈钢滤网

采用直径47毫米不锈钢滤网法兰盘，需搭配M55微孔滤膜使用。

| 货号       | 描述                            |
|----------|-------------------------------|
| E204025A | 250ML流动相过滤器(不含过滤膜)具不锈钢网过滤平台/套 |
| E204050A | 500ML流动相过滤器(不含过滤膜)具不锈钢网过滤平台/套 |
| E20401LA | 1L流动相过滤器(不含过滤膜)具不锈钢网过滤平台/套    |
| E20402LA | 2L流动相过滤器(不含过滤膜)具不锈钢网过滤平台/套    |
| 组装件明细：   |                               |
| F100001  | 具刻度溶剂杯，47mm法兰，300ml           |
| F100002  | 法兰夹（进口铝镁合金），47mm              |
| F100003A | 匹配47mm不锈钢过滤网的过滤平台             |
| F100007  | 不锈钢过滤网（孔径120目）                |
| B240250  | 抽滤瓶，磨口40/35，容量250ml           |
| B240500  | 抽滤瓶，磨口40/35，容量500ml           |
| B241000  | 抽滤瓶，磨口40/35，容量1000ml          |
| B242000  | 抽滤瓶，磨口40/35，容量2000ml          |



扫码查看，今日实时  
优惠价


滤纸，棉质纤维，定性，中速型

| 货号      | 规格   | 包装     |
|---------|------|--------|
| Q101519 | 19mm | 100张/包 |
| Q103032 | 32mm | 100张/包 |
| Q106045 | 45mm | 100张/包 |
| Q101565 | 65mm | 100张/包 |
| Q103584 | 84mm | 100张/包 |
| Q106094 | 94mm | 100张/包 |



扫码查看，今日实时  
优惠价

外购产品




滤纸，棉质纤维，定性，中速型

欣维尔自制定性滤纸，适配于F96，N96，F80系列玻璃孔滤板系列产品。

| 货号      | 规格   | 包装     |
|---------|------|--------|
| Q130018 | 18mm | 100张/盒 |
| Q130030 | 30mm | 100张/盒 |
| Q130040 | 40mm | 100张/盒 |
| Q130062 | 62mm | 100张/盒 |
| Q130080 | 80mm | 100张/盒 |
| Q130090 | 90mm | 100张/盒 |



扫码查看，今日实时  
优惠价



## 微孔滤膜

微孔滤膜适用于样品预过滤、颗粒杂质去除、液体和气体的除菌过滤或检测。如HPLC、GC分析样品过滤，细胞试剂除菌或去除蛋白沉淀物过滤，溶解测定，食品分析，生物燃料分析，环境监测等。需搭配过滤器使用，如E20系列流动相过滤器，N96系列布氏漏斗等。



## 有机系尼龙材质

| 货号      | 规格mm | 孔径um | 类别                                                                                                      |
|---------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M552522 | 25   | 0.22 | <br>扫码查看，今日实时<br>优惠价 |
| M552545 | 25   | 0.45 |                                                                                                         |
| M554722 | 47   | 0.22 |                                                                                                         |
| M554745 | 47   | 0.45 |                                                                                                         |
| M555001 | 50   | 1    |                                                                                                         |
| M555022 | 50   | 0.22 |                                                                                                         |
| M555045 | 50   | 0.45 |                                                                                                         |
| M551022 | 100  | 0.22 |                                                                                                         |
| M551045 | 100  | 0.45 |                                                                                                         |
| M551522 | 150  | 0.22 |                                                                                                         |
| M551545 | 150  | 0.45 |                                                                                                         |

**有机系尼龙：**采用尼龙材质制成，适用甲醇、乙腈等有机溶液过滤。是适用范围最广的微孔滤膜之一。

## 水系MCE

| 货号       | 规格mm | 孔径um | 类别                                                                                                        |
|----------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M552522W | 25   | 0.22 | <br>扫码查看，今日实时<br>优惠价 |
| M552545W | 25   | 0.45 |                                                                                                           |
| M552565W | 25   | 0.65 |                                                                                                           |
| M552512W | 25   | 1.2  |                                                                                                           |
| M554722W | 47   | 0.22 |                                                                                                           |
| M554745W | 47   | 0.45 |                                                                                                           |
| M555015W | 50   | 0.15 |                                                                                                           |
| M555022W | 50   | 0.22 |                                                                                                           |
| M555045W | 50   | 0.45 |                                                                                                           |
| M555065W | 50   | 0.65 |                                                                                                           |
| M555008W | 50   | 0.8  |                                                                                                           |
| M555012W | 50   | 1.2  |                                                                                                           |
| M555003W | 50   | 3    |                                                                                                           |
| M555005W | 50   | 5    |                                                                                                           |
| M555080W | 50   | 8    |                                                                                                           |
| M556022W | 60   | 0.22 |                                                                                                           |
| M556045W | 60   | 0.45 |                                                                                                           |
| M551022W | 100  | 0.22 |                                                                                                           |
| M555045W | 50   | 0.45 |                                                                                                           |
| M551522W | 150  | 0.22 |                                                                                                           |
| M551545W | 150  | 0.45 |                                                                                                           |



**水系MCE：**采用混合纤维（硝酸纤维素和醋酸纤维素）材质制成，适用于水溶液过滤，孔隙率高，截留效果好，但不耐有机液体和强酸，强碱溶液。



## 水系PES

| 货号       | 规格mm | 孔径um |
|----------|------|------|
| M554722S | 47   | 0.22 |
| M554745S | 47   | 0.45 |



扫码查看，今日实时  
优惠价




**水系PES：**采用聚醚砜材质制成，高流速、低溶出物、低蛋白质结合，在碱性环境下稳定。是液体和气体过滤的理想选择。

## PVDF亲水型

| 货号       | 规格mm | 孔径um |
|----------|------|------|
| M554745F | 47   | 0.45 |
| M555022F | 50   | 0.22 |
| M555045F | 50   | 0.45 |
| M554722F | 47   | 0.22 |



扫码查看，今日实时  
优惠价



**亲水型PVDF：**采用聚偏二氟乙烯材质，低结合性能，高机械强度。适用于稀释蛋白质样品过滤，消毒剂过滤等。

## PTFE亲水型

| 货号       | 规格mm | 孔径um |
|----------|------|------|
| M554722E | 47   | 0.22 |
| M554745E | 47   | 0.45 |
| M555022E | 50   | 0.22 |
| M555045E | 50   | 0.45 |



扫码查看，今日实时  
优惠价



**亲水型PTFE：**采用聚四氟乙烯材质，耐酸碱性强，耐温性好，适用于强酸和强碱溶液的澄清过滤，高温液体的过滤，特殊化学试剂的过滤，特别是对其他滤膜不耐受的溶剂过滤。

滤膜的孔径根据需要过滤的分子或颗粒的大小来选择：

0.22  $\mu\text{m}$ 孔径规格更可适用于：GMP或药典标准要求下的99.99%除菌率的除菌操作；粒径小于3  $\mu\text{m}$ 的色谱柱填料的样品过滤准备；涉及微生物生长的色谱系统实验操作等。

0.45  $\mu\text{m}$ 孔径更适用于填料粒径大于3  $\mu\text{m}$ 的色谱柱系统。

0.2  $\mu\text{m}$ 孔径更适用于填料粒径小于3  $\mu\text{m}$ 的色谱柱系统，涉及微生物生长的色谱系统。

1  $\mu\text{m}$ 或更大孔径适用于浑浊液的预处理，再根据使用选择合适孔径的滤膜过滤。滤膜的直径根据过滤器的大小来选择，详见过滤器（欣维尔官网）标尺图。

注：此表仅供参考

| 微孔滤膜化学兼容性表 |         |               |              |           |          |             |
|------------|---------|---------------|--------------|-----------|----------|-------------|
|            | 尼龙 (NY) | 聚偏二氟乙烯 (PVDF) | 聚四氟乙烯 (PTFE) | 聚醚砜 (PES) | 聚丙烯 (PP) | 混合纤维素 (MCE) |
| 醇类         |         |               |              |           |          |             |
| 戊醇         | R       | R             | R            | R         | R        | NR          |
| 苯甲醇100%    | R       | R             | R            | R         | R        | NR          |
| 丁醇         | R       | R             | R            | R         | R        | R           |
| 异丙醇        | R       | R             | R            | R         | R        | -           |
| 甲醇         | R       | R             | R            | R         | R        | LR          |
| 碱          |         |               |              |           |          |             |
| 氢氧化铵1N     | R       | LR            | R            | R         | R        | R           |
| 氢氧化铵3N     | R       | NR            | R            | R         | R        | NR          |
| 氢氧化钾3N     | R       | LR            | R            | R         | R        | NR          |
| 氢氧化钠3N     | R       | LR            | R            | R         | R        | NR          |
| 氢氧化钠6N     | R       | NR            | R            | R         | R        | NR          |
| 酮          |         |               |              |           |          |             |
| 丙酮         | R       | LR            | R            | NR        | R        | NR          |
| 环己酮        | -       | LR            | R            | NR        | R        | NR          |
| 甲基乙基酮      | LR      | LR            | R            | -         | R        | -           |
| 甲基异基酮      | LR      | LR            | R            | NR        | R        | -           |
| 油类         |         |               |              |           |          |             |
| 棉籽油        | R       | R             | R            | -         | R        | -           |
| 润滑油        | R       | R             | R            | NR        | R        | -           |
| 花生油        | R       | R             | R            | -         | R        | -           |
| 芝麻油        | R       | R             | R            | R         | R        | -           |
| 芳烃         |         |               |              |           |          |             |
| 苯          | LR      | LR            | R            | LR        | NR       | R           |
| 甲苯         | NR      | LR            | R            | NR        | NR       | R           |
| 二甲苯        | LR      | LR            | R            | NR        | NR       | R           |
| 其它         |         |               |              |           |          |             |
| 苯胺         | LR      | R             | R            | NR        | LR       | -           |
| 二甲基甲酰胺     | R       | NR            | R            | NR        | R        | -           |
| 甲醛37%      | R       | R             | R            | R         | R        | -           |
| 汽油         | LR      | LR            | LR           | R         | LR       | R           |
| 乙烷（无水）     | -       | LR            | LR           | LR        | LR       | R           |
| 煤油         | -       | R             | R            | R         | R        | -           |
| 苯酚         | R       | R             | R            | NR        | R        | R           |
| 吡啶         | LR      | R             | R            | NR        | LR       | NR          |
| 松节油        | -       | R             | R            | R         | LR       | -           |
| 水          | R       | R             | R            | R         | R        | R           |
| 乙腈         | R       | R             | R            | R         | LR       | NR          |
| 硫酸镍溶液      | R       | R             | R            | -         | R        | -           |

纯DMSO溶液，用Ny/亲水PTFE和PP材质

R: 表示能耐受此化学试剂

LR: 表示能有限度的耐受此化学试剂

NR: 不能耐受此化学试剂

NY过滤乙腈溶液没有影响，对溶出要求ppm级的应用领域不推荐NY（NY66的支撑层PET会和乙腈反应产生溶出），推荐PTFE

“-”：表示目前没有数据

注：此表仅供参考

| 微孔滤膜化学兼容性表              |         |               |              |           |          |             |
|-------------------------|---------|---------------|--------------|-----------|----------|-------------|
|                         | 尼龙 (NY) | 聚偏二氟乙烯 (PVDF) | 聚四氟乙烯 (PTFE) | 聚醚砜 (PES) | 聚丙烯 (PP) | 混合纤维素 (MCE) |
| 卤烃                      |         |               |              |           |          |             |
| 四氯化碳                    | LR      | LR            | R            | LR        | LR       | NR          |
| 三氯甲烷                    | LR      | LR            | R            | NR        | LR       | NR          |
| 二氯化乙烯                   | LR      | LR            | R            | NR        | LR       | R           |
| 氟利昂TF                   | R       | R             | R            | R         | LR       | R           |
| 氟利昂TMC                  | LR      | LR            | R            | NR        | LR       | R           |
| 二氯甲烷                    | NR      | LR            | R            | NR        | LR       | NR          |
| 全氯乙烯                    | -       | LR            | R            | LR        | LR       | R           |
| 三氯乙烯                    | LR      | NR            | R            | LR        | LR       | R           |
| 醋酸异丙酯                   | -       | R             | R            | R         | R        | NR          |
| 乙二醇类                    |         |               |              |           |          |             |
| 亚乙二醇                    | R       | R             | R            | LR        | R        | -           |
| 甘油                      | R       | R             | R            | LR        | R        | R           |
| 丙二醇                     | R       | R             | R            | LR        | R        |             |
| 醚类                      |         |               |              |           |          |             |
| 乙醚                      | NR      | R             | R            | R         | LR       | NR          |
| 异丙醚                     | -       | R             | R            | -         | R        | NR          |
| 二恶烷                     | R       | R             | R            | -         | R        | NR          |
| 四氢呋喃                    | R       | LR            | R            | NR        | LR       | NR          |
| 酸                       |         |               |              |           |          |             |
| 冰醋酸                     | NR      | R             | R            | NR        | R        | LR          |
| 盐酸 (浓)                  | NR      | R             | R            | R         | R        | NR          |
| 盐酸6N                    | NR      | R             | R            | R         | R        | NR          |
| 硝酸 (浓)                  | NR      | R             | R            | -         | R        | NR          |
| 硝酸6N                    | NR      | R             | R            | -         | R        | NR          |
| 磷酸 (浓)                  | NR      | R             | R            | -         | R        | NR          |
| 硫酸 (浓)                  | NR      | R             | R            | NR        | R        | NR          |
| 氢氟酸6N                   | NR      | R             | R            | -         | NR       | NR          |
| 酯类                      |         |               |              |           |          |             |
| 醋酸戊酯                    | LR      | R             | R            | -         | R        | NR          |
| 醋酸丁酯                    | LR      | R             | R            | -         | LR       | NR          |
| 醋酸纤酯                    | -       | R             | R            | R         | R        | NR          |
| 醋酸乙酯                    | LR      | R             | R            | LR        | LR       | NR          |
| 醋酸甲酯                    | LR      | R             | R            | NR        | R        | NR          |
| 醋酸异丙酯                   | -       | R             | R            | R         | R        | NR          |
| 纯DMSO溶液，用Ny/亲水PTFE和PP材质 |         |               |              |           |          |             |

R: 表示能耐受此化学试剂

LR: 表示能有限度的耐受此化学试剂

NR: 不能耐受此化学试剂

NY过滤乙腈溶液没有影响，对溶出要求ppm级的应用领域不推荐NY  
(NY66的支撑层PET会和乙腈反应产生溶出)，推荐PTFE

“-”：表示目前没有数据