

# 欣维尔玻璃量器产品



## 改变、创新、发展

创新是企业发展的动力，欣维尔公司通过自主研发，发明了国际上首创的玻璃量器的测量系统和激光雕刻系统，通过现代科学技术，颠覆性的改变了一百多年来玻璃量器的生产方式，使我们生产的玻璃量器精度可以达到GB、ISO、ASTM、DIN等国际标准有关测量精度的要求。

- 1.视觉测量系统:世界首个通过自主研发的软件，代替人眼观察和采定水位并记录相关数据。
- 2.激光打印系统:世界首个通过自主研发的激光打印软件，精准的在玻璃管上打印出精确的线条。
- 3.绿色环保方案:激光在玻璃管上雕刻的线条，不惧酸碱腐蚀和硬物刮擦，在抗化学试剂侵蚀和牢固度方面是传统油墨丝网印刷无法比拟的。另外，传统酸蚀法刻字，虽然也有类似优势，但是煮蜡、涂蜡、涂酸、酸蚀等环节，且易造成操作者人身伤害及污染环境。
- 4.产品可追溯性:欣维尔生产的大多数量器产品，产品上雕刻有独立的，具有唯一性的产品序列号，可以追溯每一支产品相关的信息。

## 精准、精巧、精致

欣维尔研发的玻璃量器测量系统和激光打印系统已经取得国家专利，利用视觉系统对水位精准的捕捉，通过特定软件精巧的记录并传输给激光系统，特定研发的激光机可雕刻出线条精致的产品。



## 关于产品检测

欣维尔生产量器产品过程中使用的量具都是经过权威质检机构的定期检测。

在全世界关于量器产品的精度标准中，欣维尔公司选择其中最严格的标准作为企业标准。

例如：滴定管

规格 mL	分度值 mL	GB 误差极限±mL	DIN/ISO 385 误差极限±mL	ASTM 误差极限±mL	欣维尔 误差极限±mL
10	0.05	±0.025	±0.03	±0.02	±0.02
25	0.1	±0.04	±0.05	±0.03	±0.03
50	0.1	±0.05	±0.05	±0.05	±0.05
100	0.2	±0.10	±0.10	±0.10	±0.10



精确是我们对产品的最低要求

# 欣维尔玻璃量器产品的特点



- 欣维尔公司是世界上第一家具备利用自主研发的软件及自主研发的测量系统，精准测量玻璃量器，并第一个使用激光雕刻技术，标刻多标线玻璃量器产品的公司。该技术具有自主知识产权。在特定的环境下进行严格的计量标定，通过测量系统和激光打印系统的结合，保证每一支产品的误差都控制在精准的范围，大多数产品有独立雕刻的序列号。
- 欣维尔生产的玻璃量器采用高硼硅3.3玻璃、这种玻璃比其它玻璃更耐水、耐酸、耐碱、它的抗腐蚀和化学稳定性更好。
- 欣维尔生产的玻璃量器产品按照ISO EN DIN的工艺制造，产品的精确度标准符合GB、ISO、DIN、ASTM等相关标准。同时也可以满足客户不同标准的需要。所有量器产品生产过程中使用的计量设备都经过权威质检计量机构的鉴定。
- 欣维尔生产的玻璃量器产品的线条和数字都是激光熔刻，线条和数字清晰可见。还有以下这些优点：  
A.耐酸、耐碱、耐腐蚀、耐硬物摩擦，线条和数字永不脱落。 B.代替了传统的丝网印刷和酸腐蚀工艺，有利于环保。 C.同时对比传统的丝印刷技术，激光熔刻能保证计量更加精准。

## 产品介绍



滴定管

(兰白线 2MM四氟节门)

水线更清晰，读取更准确



滴定管

(棕色玻璃 2MM四氟节门)

避光效果好



滴定管

(每支都有独立的编码)



滴定管

(7#内螺纹高真空阀门)

阀芯无需润滑，操作紧致顺滑  
绝无渗漏，精准滴定，阀芯可更换



滴定管

(透明玻璃 2MM四氟节门)




容量瓶

(棕色玻璃 塑料盖)



刻度移液管



容量瓶

(透明玻璃 塑料盖)



六角底座量筒



单标线移液管

# 产品价格



## 透明玻璃容量瓶 塑料盖 带个体检测证书

品号	磨口	容量 (mL)	包装	配件	单价
F810005SN	7/10	5	2支/盒	SL0710	177
F810010SN	7/10	10	2支/盒	SL0710	192
F810020SN	10/19	20	2支/盒	SL1019	194
F810025SN	10/19	25	2支/盒	SL1019	202
F810050SN	12/21	50	2支/盒	SL1221	204
F810100SN	12/21	100	2支/盒	SL1221	236
F810200SN	14/23	200	2支/盒	SL1423	282
F810250SN	14/23	250	2支/盒	SL1423	292
F810500SN	19/26	500	2支/盒	SL1926	334
F811000SN	24/29	1000	2支/盒	SL2429	384

## 棕色玻璃容量瓶 塑料盖 带个体检测证书

品号	磨口	容量 (mL)	包装	配件	单价
F810005SNZ	7/10	5	2支/盒	SL0710	227
F810010SNZ	7/10	10	2支/盒	SL0710	248
F810020SNZ	10/19	20	2支/盒	SL1019	250
F810025SNZ	10/19	25	2支/盒	SL1019	261
F810050SNZ	12/21	50	2支/盒	SL1221	264
F810100SNZ	12/21	100	2支/盒	SL1221	308
F810200SNZ	14/23	200	2支/盒	SL1423	372
F810250SNZ	14/23	250	2支/盒	SL1423	386
F810500SNZ	19/26	500	2支/盒	SL1926	444
F811000SNZ	24/29	1000	2支/盒	SL2429	513

## 透明玻璃容量瓶 玻璃塞 带个体检测证书

品号	磨口	容量 (mL)	包装	配件	单价
F810005N	7/10	5	2支/盒	S290710	215
F810010N	7/10	10	2支/盒	S290710	230
F810020N	10/19	20	2支/盒	S291019	232
F810025N	10/19	25	2支/盒	S291019	240
F810050N	12/21	50	2支/盒	S291221	245
F810100N	12/21	100	2支/盒	S291221	277
F810200N	14/23	200	2支/盒	S401423B	323
F810250N	14/23	250	2支/盒	S401423B	333
F810500N	19/26	500	2支/盒	S401926B	375
F811000N	24/29	1000	2支/盒	S402429B	429

## 棕色玻璃容量瓶 玻璃塞 带个体检测证书

品号	磨口	容量 (mL)	包装	配件	单价
F810005Z	7/10	5	2支/盒	S290710Z	279
F810010Z	7/10	10	2支/盒	S290710Z	300
F810020Z	10/19	20	2支/盒	S401019Z	303
F810025Z	10/19	25	2支/盒	S401019Z	314
F810050Z	12/21	50	2支/盒	S401221Z	322
F810100Z	12/21	100	2支/盒	S401221Z	366
F810200Z	14/23	200	2支/盒	S401423Z	430
F810250Z	14/23	250	2支/盒	S401423Z	444
F810500Z	19/26	500	2支/盒	S401926Z	501
F811000Z	24/29	1000	2支/盒	S402429Z	576

## 透明玻璃酸式滴定管 四氟节门 (酸碱通用)

品号	容量 (mL)	包装	配件	单价
F010010	10	1支/盒	S181125	281
F010025	25	1支/盒	S181125	300
F010050	50	1支/盒	S181125	319
F010100	100	1支/盒	S181125	337

## 透明玻璃容量瓶 塑料盖 不带个体检测证书

品号	磨口	容量 (mL)	包装	配件	单价
F810005SP	7/10	5	2支/盒	SL0710	124
F810010SP	7/10	10	2支/盒	SL0710	139
F810020SP	10/19	20	2支/盒	SL1019	141
F810025SP	10/19	25	2支/盒	SL1019	148
F810050SP	12/21	50	2支/盒	SL1221	150
F810100SP	12/21	100	2支/盒	SL1221	181
F810200SP	14/23	200	2支/盒	SL1423	224
F810250SP	14/23	250	2支/盒	SL1423	234
F810500SP	19/26	500	2支/盒	SL1926	274
F811000SP	24/29	1000	2支/盒	SL2429	321

## 棕色玻璃容量瓶 塑料盖 不带个体检测证书

品号	磨口	容量 (mL)	包装	配件	单价
F810005SZ	7/10	5	2支/盒	SL0710	174
F810010SZ	7/10	10	2支/盒	SL0710	194
F810020SZ	10/19	20	2支/盒	SL1019	197
F810025SZ	10/19	25	2支/盒	SL1019	208
F810050SZ	12/21	50	2支/盒	SL1221	210
F810100SZ	12/21	100	2支/盒	SL1221	253
F810200SZ	14/23	200	2支/盒	SL1423	314
F810250SZ	14/23	250	2支/盒	SL1423	327
F810500SZ	19/26	500	2支/盒	SL1926	383
F811000SZ	24/29	1000	2支/盒	SL2429	450

## 透明玻璃容量瓶 玻璃塞 不带个体证书

品号	磨口	容量 (mL)	包装	配件	单价
F810005NP	7/10	5	2支/盒	S290710	162
F810010NP	7/10	10	2支/盒	S290710	177
F810020NP	10/19	20	2支/盒	S291019	178
F810025NP	10/19	25	2支/盒	S291019	186
F810050NP	12/21	50	2支/盒	S291221	192
F810100NP	12/21	100	2支/盒	S291221	222
F810200NP	14/23	200	2支/盒	S401423B	266
F810250NP	14/23	250	2支/盒	S401423B	275
F810500NP	19/26	500	2支/盒	S401926B	315
F811000NP	24/29	1000	2支/盒	S402429B	367

## 棕色玻璃容量瓶 玻璃塞 不带个体检测证书

品号	磨口	容量 (mL)	包装	配件	单价
F810005ZP	7/10	5	2支/盒	S290710Z	226
F810010ZP	7/10	10	2支/盒	S290710Z	247
F810020ZP	10/19	20	2支/盒	S401019Z	250
F810025ZP	10/19	25	2支/盒	S401019Z	261
F810050ZP	12/21	50	2支/盒	S401221Z	269
F810100ZP	12/21	100	2支/盒	S401221Z	311
F810200ZP	14/23	200	2支/盒	S401423Z	372
F810250ZP	14/23	250	2支/盒	S401423Z	386
F810500ZP	19/26	500	2支/盒	S401926Z	441
F811000ZP	24/29	1000	2支/盒	S402429Z	513

## 棕色玻璃酸式滴定管 四氟节门 (酸碱通用)

品号	容量 (mL)	包装	配件	单价
F020010	10	1支/盒	S181125	323
F020025	25	1支/盒	S181125	332
F020050	50	1支/盒	S181125	349
F020100	100	1支/盒	S181125	383

注: 所有欣维尔量器产品提供批次证书, 或者提供个体校准证书



透明玻璃酸式滴定管 7#内螺纹高真空节门 (酸碱通用)

品号	容量 (mL)	包装	配件	单价
F030010	10	1支/盒	S660004N	372
F030025	25	1支/盒	S660004N	391
F030050	50	1支/盒	S660004N	410
F030100	100	1支/盒	S660004N	428

单标线移液管

品号	容量 (mL)	包装	单价
F060002	2	10支/盒	390
F060005	5	10支/盒	420
F060010	10	10支/盒	475
F060015	15	10支/盒	540
F060020	20	10支/盒	620
F060025	25	10支/盒	690
F060050	50	6支/盒	552



刻度移液管

品号	容量 (mL)	包装	单价
F070001	1	10支/盒	270
F070002	2	10支/盒	270
F070005	5	10支/盒	280
F070010	10	10支/盒	300
F070020	20	10支/盒	340
F070025	25	10支/盒	360

六角底座量筒

品号	容量 (mL)	包装	单价
F080010	10	2支/盒	88
F080025	25	2支/盒	92
F080050	50	2支/盒	106
F080100	100	2支/盒	122
F080250	250	2支/盒	178
F080500	500	2支/盒	268
F081000	1000	2支/盒	388
F082000	2000	1支	355

产品展示



精美的包装盒



重庆欣维尔玻璃有限公司

销售部:

邮箱: Synthware@vip.sina.com

服务热线: 010-64477188 023-53227503

023-53227520 023-53227606

023-53252559

天猫: Synthware.tmall.com

网址: www.xinweier.com

生产基地:

重庆市梁平区工业园区双桂组团10栋

开户行: 中国银行股份有限公司重庆梁平支行

账号: 108860287327



企业QQ二维码



微信公众号



微盟商城